

PROLAB

SOLUTIONS



**CATÁLOGO
2026**

CARTA DE PRESENTACIÓN

Somos una empresa peruana especializada en la venta, distribución e importación de equipos de laboratorio y materiales clínicos de alta calidad. Brindamos soluciones integrales para laboratorios, instituciones educativas, centros estéticos, clínicas veterinarias y otros sectores, garantizando productos confiables y un servicio orientado a las necesidades de cada cliente.

MISION:

Nuestra misión es proporcionar productos de alta calidad, ser reconocidos como una empresa leal con nuestros clientes y liderar el mercado peruano

VISION:

Nuestra visión es ofrecer un valor añadido a nuestros clientes a través de la tecnología digital y adaptarlo en un mercado cambiante, satisfaciendo sus necesidades y ofreciendo un **ASESORAMIENTO PERSONALIZADO PARA ESTAR SEGURO DE TU COMPRA.**

Atentamente

Gerencia.





NUESTRAS MARCAS

Genru:

PEAK
INSTRUMENTS

EUROTECH

OXFORD
LAB PRODUCTS

Snibe
Diagnostic

URIT

 **Advanced**
Instrumentations


NUVE

EZDO

 **MIULAB**

TOPSCIEN

 **HANNA**
instruments
With Great Products, Come Great Results*

 **Milwaukee**
Measurements made easy

URIT

 **EDAN**

 **FOUR E'S**
SCIENTIFIC

 **euromex**
microscopes holland

 **BIORIDGE**
CENTRIFUGE

BIOBASE

 **Riester**

"NUESTRA MISIÓN ... OFRECERLES LA MEJOR CALIDAD Y EXPERIENCIA DE COMPRA"

En PROLAB SOLUTIONS nos apasiona brindar a cada cliente soluciones integrales en equipos de laboratorio, garantizando calidad, asesoría personalizada y un servicio postventa confiable. Nuestro compromiso es que cada cliente se sienta acompañado en todo momento, con la seguridad de contar con un aliado que respalde su trabajo científico y su inversión.

Visión

Ser la empresa de referencia en soluciones para laboratorios a nivel nacional e internacional, reconocida por la excelencia de nuestros equipos, la confianza que generamos y la cercanía con nuestros clientes, impulsando la innovación y el desarrollo científico con un servicio humano y profesional.





- EQUIPOS MÉDICOS
- BIOQUÍMICA CLÍNICA
- INMUNOLOGÍA
- COAGULACIÓN
- HEMATOLOGÍA
- BANCOS DE SANGRE
- EQUIPOS DE LABORATORIO
- MATERIALES EPP.....
- LINEA VETERINARIA

ECOGRAFO PORTATIL PARA HUMANOS EDAN DUS-60H



Transductores es aparte



Especificaciones Técnicas:

- Tipo de sistema: Ecógrafo digital portátil
- Pantalla: LCD de 12,1 pulgadas, con ajuste de ángulo
- Modos de imagen: B, B+B, 4B, M, B+M
- Profundidad de escaneo: 2-24 cm
- Frecuencia de transductor: 2.0 MHz - 10.0 MHz
- Transductores compatibles: Lineales, convexas y sectoriales
- Almacenamiento de imágenes: Integrado en la unidad, con capacidad para exportar a USB o disco duro externo
- Conectividad: Puerto USB, puerto VGA, y conector de red para impresoras externas
- Software de análisis: Medición y cálculo automáticos para obstetricia, cardiología, urología, y otros campos clínicos
- Dimensiones: 290 mm × 305 mm × 125 mm
- Peso: 5,5 kg (con transductor y batería)
- Alimentación: AC 100-240V, 50/60 Hz

Características más resaltantes:

- Alta portabilidad: Gracias a su diseño compacto y peso ligero, es ideal para uso en clínicas pequeñas y visitas a domicilio.
- Pantalla LCD de alta resolución: Con una pantalla ajustable de 12,1 pulgadas, facilita una visualización clara y detallada de las imágenes.
- Modos de escaneo versátiles: Incluye modos B, M, y 4B que permiten un diagnóstico preciso en diversas especialidades médicas.
- Almacenamiento y conectividad eficiente: Capacidad para almacenar imágenes y exportarlas fácilmente a través de USB, permitiendo un flujo de trabajo fluido.
- Económico y eficiente: Combina un excelente rendimiento clínico con una inversión más baja en comparación con otros ecógrafos más grandes.



TIPO	Sonda de matriz convexa	Sonda endocavitaria	Sonda de matriz lineal
Modelo	C361-2	E611-2	L743-2
Frecuencia B/M (MHz)	2,5/3,5/4,5	5,5/6,5/7,5	6,5/7,5/8,5
Frecuencia armónica (MHz)	H5,0/H5,4	H9,0/H9,4	H9,0/H9,4
Frecuencia de Doppler (MHz)	2,5/3,0	5,0/6,0	5,5/6,5
Kit de soporte de la guía de punción	BGK-CR60	BGK-CR10UA	BGK-LA43

Condiciones de trabajo:

Característica	Detalles
Ambientales	Temperatura de operación: +5 ° C ~ +40 ° C (+41oF ~ +104oF)
	Humedad relativa: 25% RH ~ 80% RH
	Presión: 860 hPa ~ 1060 hPa
	Máxima altitud: Sin límite
	Operación en zonas de gran altitud: Sin límite
Eléctricos	Tensión de alimentación: 100 V - 240 V~
	Frecuencia nominal: 50 Hz/60 Hz
	Potencia de entrada: 1.8A~0.8A
	Batería de litio: 5000 mAh - 14.8 VDC
	Usar tomacorriente con conexión a tierra
	No usar extensiones ni conectores múltiples
Instalación y/o ubicación	Coloque el equipo en un área bien ventilada, alejado de la luz solar directa y de campos eléctricos o magnéticos fuertes.
	Mantenga la pantalla protegida de calor excesivo y evite vibraciones o superficies inestables.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Características :
- Práctica sonda de control remoto.
- Altavoces duales de alta fidelidad.
- Cálculo preciso de FCF.
- Aplicación del algoritmo de autocorrección.
- Gran pantalla LCD retroiluminada.
- Grabador de audio incorporado.
- Toma de auriculares.
- Diseño portátil y liviano
- Sondas vasculares
- Opción antirruido.
- Reloj en tiempo real
- Opción de bloqueo de seguridad.
- La batería recargable incorporada y la fuente de alimentación de CA / CC están disponibles.
- Apagado automático.
- Indicadores de alimentación de CA y batería.



DOPLER ULTRASONICO PORTATIL SONOTRAX II EDAN



- PANTALLA : 45x25mm LCD.
- RANGO DE FRECUENCIA CARDIACA: 50-210 lpm
- RESOLUCIÓN: 1 LPM.
- PRECISIÓN: +/-3 LPM.
- TAMAÑO: 32x85x138mm.
- Longitud del cable: 2.5 m.

PESO:

- Unidad principal: 300gr (batería incluida)
- Transductor: 100g

DOPLER FETAL PORTATIL SD3 EDAN VERSION PRO



- Durante el embarazo, cada sonido cuenta. Con más de una década de experiencia en tecnología médica, EDAN ha desarrollado el Doppler Fetal Portátil SD3, diseñado para brindar una experiencia confiable, segura y sencilla para los profesionales de la salud. Detecte y registre la frecuencia cardíaca fetal con precisión desde las primeras semanas de gestación. ¡Lleve la tranquilidad a cada consulta!
- Diseño compacto plug-and-play con fácil manejo con una sola mano .
- Pantalla OLED brillante con pantalla FHR en tiempo real.
- Sonda de 2 MHz con penetración profunda para embarazos posteriores y pacientes de mayor tamaño y de 3 MHz detecta el latido cardíaco fetal desde las 9 semanas, 4/5 / sonda de 8 MHz para la detección del flujo sanguíneo.
- Cuenta con el monitoreo en tiempo real para el uso diario y de grabación y reproducción con reproducción de audio y pantalla numérica.
- Utiliza pilas AA para facilitar las sustituciones y también incorpora la batería recargable de ion de litio que garantiza un tiempo de trabajo prolongado.
- El modelo SD3 PRO permite grabar hasta 240 segundos de audio fetal y reproducirlo directamente desde el dispositivo.
 - Ideal para compartir momentos especiales con los padres o para análisis clínico detallado

ELECTROCARDIOGRAFO DE 3 CANALES SE-3 EDAN



- Su diseño compacto, capacidad de impresión, almacenamiento y registros además de filtros avanzados, proporcionan lecturas claras y precisas, mejorando la eficiencia en el diagnóstico cardiológico ideales para su uso en clínicas, hospitales y entornos móviles.
-
- **Especificaciones Técnicas:**
- **Modelo:** EDAN SE-3
- **Número de canales:** 3 canales
- **Pantalla:** LCD de 5,7 pulgadas
- **Velocidades de registro:** 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s
- **Modos de impresión:** Manual y automático
- **Impresora térmica:** Ancho de impresión de 80 mm
- **Derivaciones:** 12 derivaciones estándar
- **Almacenamiento:** Capacidad de almacenar hasta 1000 ECGs
- **Conectividad:** Puerto USB y opción de transferencia de datos a PC
- **Filtros:** Filtro de línea base, filtro AC y filtro de músculo
- **Dimensiones:** 315 mm × 215 mm × 77 mm
- **Peso:** 2,5 kg
- **Alimentación:** Batería recargable de litio y opción de alimentación por corriente alterna
-
- **Características más resaltantes:**
- **Portabilidad:** Su diseño ligero y compacto lo hace fácil de transportar, ideal para clínicas móviles o uso hospitalario.
- **Pantalla clara y fácil de usar:** Con una pantalla LCD de 5,7 pulgadas, permite visualizar los datos del ECG y configurar fácilmente los parámetros.
- **Impresión eficiente:** Equipado con una impresora térmica de alta calidad que permite la impresión inmediata de los resultados del ECG.
- **Filtros avanzados:** Incluye filtros que mejoran la calidad de las lecturas, minimizando interferencias y artefactos, lo que resulta en gráficos más precisos.
- **Capacidad de almacenamiento:** Almacena hasta 1000 ECGs, con posibilidad de transferir datos a un PC para un análisis posterior o historial del paciente.

MONITOR DE SIGNOS VITALES DE 5 PARAMETROS IM-80 EDAN

Especificaciones Técnicas:

- Pantalla: Pantalla LCD TFT a color de 15 pulgadas
- Resolución de pantalla: 1024 × 768 píxeles
- Parámetros monitoreados:
- ECG (hasta 12 derivaciones)
- SpO2
- NIBP (presión arterial no invasiva)
- Temperatura
- Frecuencia respiratoria (RESP)
- Presión arterial invasiva (IBP)
- CO2 (capnografía)
- Conectividad: LAN y Wi-Fi integrados
- Almacenamiento: Capacidad para hasta 168 horas de tendencias gráficas y tabulares
- Alarmas: Sonoras y visuales ajustables
- Batería: Batería recargable de iones de litio con hasta 4 horas de autonomía
- Dimensiones: 370 mm × 314 mm × 160 mm
- Peso: Aproximadamente 6 kg
- Impresora térmica: Opcional, integrada para impresión de datos.



Características Resaltantes:

- Pantalla grande y de alta resolución: Pantalla de 15 pulgadas con resolución de 1024 × 768, ideal para visualizar múltiples parámetros de forma clara y simultánea.
- Monitoreo de múltiples parámetros: Monitorea una amplia gama de parámetros vitales, incluyendo ECG de 12 derivaciones, SpO2, presión arterial invasiva y no invasiva, temperatura y CO2, lo que lo hace extremadamente versátil.
- Conectividad avanzada: Incluye conectividad LAN y Wi-Fi, permitiendo la integración en redes hospitalarias y facilitando el acceso remoto a los datos del paciente.
- Capacidad de almacenamiento de tendencias: Hasta 168 horas de almacenamiento continuo de datos, permitiendo un análisis exhaustivo de las tendencias de los pacientes a lo largo del tiempo.
- Autonomía de la batería: Batería recargable con hasta 4 horas de funcionamiento continuo, asegurando su uso durante emergencias o en caso de traslados sin interrupciones.



MONITOR FETAL GEMELAR CON ULTRASONIDO Y TOCO F6 MARCA EDAN



• Principales características y funcionalidades del Monitor Fetal EDAN F6

- Monitoriza frecuencia cardíaca fetal (FHR) mediante ultrasonido Doppler con autocorrelación.
- En versiones con funciones extendidas (F6 Express), permite monitoreo materno: ECG, frecuencia cardíaca/pr, presión arterial no invasiva (NIBP), SpO₂ y temperatura.
- Detección para monitoreo de **gemelos (dual FHR)** mediante verificación de señales superpuestas (offset ± 20 bpm) para diferenciar las frecuencias de cada feto.
- Alta memoria interna con posibilidad de almacenamiento de hasta **60 horas de trazados** de forma contigua.
- Impresora térmica integrada de alta duración, compatible con papel térmico de 150/152 mm (estándar americano / internacional).
- Pantalla plegable TFT-LCD color de 10.1 pulgadas (resolución 800 × 480) con visualización simultánea de trazados (ondas) y valores digitales.
- Impresión rápida de trazados almacenados (velocidades mayores) y modos de impresión en tiempo real (1 / 2 / 3 cm/min) con posibilidad de impresión rápida hasta ~15 mm/s o más para datos guardados.
- Transductores resistentes al agua para ultrasonido fetal (1 MHz ± 10 %) y transductor de TOCO para medición de contracciones uterinas (TOCO de 0 a 100 %) con resolución de 1 %.
- Función de "Auto Zero" y "Manual Zero" para el TOCO; compensación automática del punto cero para mediciones más confiables.
- Análisis de cardiotocografía (CTG) integrado — proporciona evaluación objetiva de patrones de FHR para asistencia en la interpretación clínica.
- Funcionalidad de "Auto Fetal Movement" (AFM) para detectar movimientos fetales automáticos mediante ultrasonido doppler pulsado.
- Interfaces de comunicación: RS232 (DB9), Ethernet (RJ45) para conexión a sistemas de monitoreo central (MFM-CNS) o integración con software de gestión hospitalaria.
- Fuente de alimentación versátil: 100-240 V AC (50/60 Hz) + batería interna de litio recargable (14.8 V, ~4400-5000 mAh) con autonomía adecuada para uso intermitente o transporte.
- Diseño compacto y portátil con asa / mango para transporte, soporte para montaje en pared o carro (trolley) mediante accesorios opcionales.
- Compatible con módulos inalámbricos opcionales para conectividad sin cables hacia estación de monitoreo central.
- Accesorios habituales incluyen: cintas de sujeción (belts), gel ecográfico, cables de conexión, papel de registro, probetas adicionales de Doppler, soportes de pared, soportes rodantes (trolley).

PULSOXIMETRO DE MESA H-100B EDAN Y ADVANCED

Especificaciones Técnicas:

- Pantalla: LCD con retroiluminación
- Rango de medición de SpO₂: 0-100%
- Precisión de SpO₂: $\pm 2\%$ (70%-100%), $\pm 3\%$ (50%-69%)
- Rango de medición de pulso: 30-250 lpm
- Precisión de pulso: ± 2 lpm o $\pm 2\%$, lo que sea mayor
- Capacidad de almacenamiento: Hasta 100 horas de datos de tendencia
- Dimensiones: 206 mm $\times$ 150 mm $\times$ 58 mm
- Peso: Aproximadamente 500 g
- Alimentación: Batería recargable de iones de litio o adaptador de corriente alterna
- Tiempo de funcionamiento: Aproximadamente 36 horas con la batería completamente cargada
- Interfaces: Puerto USB para transferencia de datos

Características Resaltantes:

- Alta precisión en medición de SpO₂: Proporciona resultados confiables con una precisión del $\pm 2\%$ en el rango del 70% al 100% de saturación de oxígeno.
- Pantalla LCD con retroiluminación: Facilita la lectura de datos en entornos con poca luz, mostrando claramente SpO₂, frecuencia cardíaca, y tendencias.
- Almacenamiento extendido: Capacidad para almacenar hasta 100 horas de datos, permitiendo análisis y seguimiento a largo plazo.
- Portabilidad y durabilidad: Su diseño compacto y ligero (500 g) lo hace fácil de transportar, ideal para uso en clínicas y entornos hospitalarios.
- Larga duración de la batería: Funciona hasta 36 horas con una sola carga, permitiendo su uso continuo durante largos periodos sin necesidad de recarga frecuente.



Pulsioxímetro de mesa



PULSO OXIMETRO DEDO MODELO YK-81C YONKER / CONTEC

YONKER



- Pantallas OLED de doble color Spo2, PR, forma de onda, barra de pulso.
- La pantalla de 4 modos y 6 modos proporciona lecturas convenientes.
- Configuración del rango de alarma de Spo2 y frecuencia del pulso.
- Configuración de la función de menú (pitidos, etc.)
- 2 pilas alcalinas de tamaño AAA; se apaga automáticamente .

CONTEC



MEDIDOR DE HEMOGLOBINA DIGITAL URIT-12

El **URIT-12** es un equipo portátil para la medición rápida de Hb y cálculo de HCT, ideal para tamizaje y control en bancos de sangre, consultorios y campañas móviles. Lecturas confiables, operación simple y resultados listos en pocos segundos.

RESALTA:

- Resultados rápidos: Hb y HCT en ≤ 10 s.
- Muestra mínima: 13–15 μ L de sangre capilar o venosa.
- Método confiable con reflectancia óptica.
- Memoria interna: guarda hasta 250 resultados.
- Uso sencillo: auto-chequeo y avisos de error en pantalla; operación en 3 pasos.



EQUIPOS MEDICOS

ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS I15 EDAN

Puertos USB



Botón de on/off



impresora



cartucho



interface



- Resultados en 1 minuto después de la aspiración de la muestra
- Volumen de muestra: 120 uL
- Pantalla: LCD a color de 7 pulgadas, 800 x 480, Pantalla táctil y lector de código de barras
- Batería de ión de litio recargable de 4200 mAh, prueba continua de 50 muestras
- Condiciones de trabajo: 10 °C – 31 °C; % de humedad relativa: 25 % a 80 %; 700 – 1066 KP
- Metodo de lectura: POTENCIOMETRÍA, AMPEROMETRÍA.

Indicador de Proceso



- PRUEBA BG10 P/GASOMETRO I15 (CAJA CONTIENE 25 UNIDS) MARCA EDAN
- SOLUCION DE CALIBRACION GASOMETRO I15 (CP-50 TEST) MARCA EDAN
- SOLUCION DE CALIBRACION GASOMETRO I15 (CP-100 TEST) MARCA EDAN

SISTEMA DE INMUNOENSAYO POR QUIMIOLUMINISCENCIA MAGLUMI 800

- Marcado con Flsh Quimioluminiscencia-ABEI, con alta sensibilidad y larga estabilidad.
- Separación de Nano-microesferas magnéticas, rápidas y eficientes.
- Rendimiento: Hasta 180 test/hora.

- Carga de Muestras:

- Hasta 40 tubos de muestras.
- Carga continua, modo de emergencia disponible.
- Reconocimiento por código de barras o autonumeración por el analizador.
- Conexión a LIS, lee la información de muestra automáticamente.
- Área refrigerada de muestras con fuente de poder independiente.
- Cargado de Reactivos
- 9 reactivos a bordo.



ANALIZADOR DE INMUNOFLUORESCENCIA CUANTITATIVO MODELO FA-50 GENRUI



- Principio: inmunofluorescente, cuantitativo.
- Tipo de muestra: sangre total, suero y plasma.
- Volumen de muestra: 100 μ L
- Calibración: calibración automática de tarjeta magnética
- Tiempo de incubación: 3-15min
- Tiempo de medición: 10 segundos
- Idioma: inglés, chino, español, portugués, francés, italiano, ruso, ucraniano
- Entrada: pantalla táctil de 5,0 pulgadas
- Salida: Impresora térmica interna, admite impresión automática, impresión manual
- Interfaz: Puerto de red, 2 USB
- Almacenamiento de resultados: 50.000 resultados
- Dimensión: 300 mm (largo) x270 mm (ancho) x160 mm (alto)
- Peso neto: 4KG

DESCRIPCION	MARCA	STOCK	Fecha Vcto.
REACTIVO BHCG	GENRUI	2	21/02/2026
REACTIVO CK-MB MARCADOR CARDIACO	GENRUI	5	12/03/2026
REACTIVO CRP	GENRUI	40	07/10/2026
REACTIVO CTN-I TROPONINA CARDIACA	GENRUI	7	24/04/2026
REACTIVO FERRITINA	GENRUI	2	19/03/2026
REACTIVO FPSA	GENRUI	2	26/02/2026
REACTIVO FSH	GENRUI	1	28/02/2026
REACTIVO FT3	GENRUI	7	21/02/2026
REACTIVO FT4	GENRUI	3	05/05/2026
REACTIVO HBA1C	GENRUI	42	25/03/2027
REACTIVO LH	GENRUI	4	01/03/2026
REACTIVO PCT	GENRUI	2	06/05/2026
REACTIVO PRL (PROLACTINA)	GENRUI	2	17/06/2026
REACTIVO PSA	GENRUI	10	01/01/2027
REACTIVO T3	GENRUI	16	01/12/2026
REACTIVO T4	GENRUI	16	13/02/2027
REACTIVO TESTOSTERONA	GENRUI	3	27/02/2026
REACTIVO TSH	GENRUI	34	05/12/2026
REACTIVO CA199 P/ANALIZDOR (CANCER PANCREAS)	GENRUI	9	21/03/2026
REACTIVO CA125 (CELULA CANCER OVARICO)	GENRUI	9	21/03/2026
REACTIVO CA15-3 (CANCER DE MAMA)	GENRUI	9	21/03/2026
REACTIVO PROGESTERONA	GENRUI	5	19/05/2026
REACTIVO AFP	GENRUI	8	04/03/2026
REACTIVO CEA	GENRUI	10	04/03/2026
REACTIVO DENGUE NS1	GENRUI	2	24/05/2026
REACTIVO AMH	GENRUI	2	22/02/2026
REACTIVO TOTAL IGE	GENRUI	4	27/12/2026
REACTIVO INSULIN	GENRUI	4	15/04/2027
REACTIVO H.PYLORI Ag	GENRUI	5	12/12/2026
CONTROL	GENRUI	2	

ANALIZADOR BIOQUIMICO SEMI AUTOMATICO C/BAÑO MARIA 880 urit



Pantalla Táctil

- Análisis método: Cinético, punto final, no lineal, muestra en blanco, blanco de reactivo, etc.
- Fuente de luz: lámpara halógena, 6V/10W
- Longitud de onda de gama (en nm): 340, 405, 492, 510, 546, 578, 630, 700.
- Absorción de rango: -0.3 ~ 4.0 Abs
- Longitud de onda de la precisión: ± 2 nm
- Espectro de banda: ± 10 nm
- Celda de flujo: celda de cuarzo de 10 mm, el volumen de 32 μ L de volumen
- Temperatura de control: 37 ° C (± 0.1 °C variable)
- Volumen de muestreo: 100 μ L ~ 9999 μ L, recomendable 500 μ L
- Cruz contaminación: = 1,0%
- Estabilidad: =0.005Abs / h
- Bomba peristáltica de aspiración
- Detectores con fotodiodos
- Memoria: hasta 320 ítems y 30000 resultados de las pruebas
- Exhibición: Gran pantalla LCD TOUCH
- Impresora: incorporado en la impresora térmica
- Salida: RS232 de conexión a PC
- Temperatura ambiental: Temperatura ambiente: 10 ° C ~ 32 ° C, Humedad: =85%

ANALIZADOR BIOQUIMICO AUTOMATIZADO GS-300PLUS GENRUI



- GS300 Plus es uno de los mejores analizadores químicos de sobremesa, que es flexible para laboratorios pequeños y medianos. Al utilizar las últimas innovaciones, es una combinación perfecta de tamaño reducido y rendimiento sobresaliente.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Fuente de Luz: Lámpara Halógena de Tungsteno
- Fotómetro sellado libre de mantenimiento
- Rendimiento: Constante 240T/H, Hasta 300T/H
- Longitud de Onda: Principio: Colorimetría, Turbidimetría
- Metodología: Punto final, tiempo fijo y cinética
- Longitud de onda: 8 longitudes 340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670.
- Bandeja de reacción: 60 posiciones de reactivos 60 posiciones de muestra, Refrigeración a 2-12 °C
- Volumen de muestra: 2-60µL, paso de 0.1 µL
- Sistema de Reacción: 81 cubetas reusables,
- Volumen de reacción: 150 a 500 UI
- Dimensiones: 880 mm (ancho) x 650 mm (fondo) x 570 mm (alto)
- Opcional Escáner de código de barras de muestra
- Estación de limpieza automática.

• NOTA IMPORTANTE:

- El Analizador es de SISTEMA ABIERTO por lo tanto UTILIZA CUALQUIER MARCA DE REACTIVO.
- El equipo no contiene PC (Monitor, CPU, dispositivo) Eso se cotiza por separado .



- Ensayo de métodos: Punto final, tiempo fijo y cinética
- Principio: Fotoeléctricos colorimetría
- Fuente de luz: Lámpara halógena 12V/20W
- Fotometría de: 0 ~ 3.2Abs - Resolución: 0.0001Abs
- Longitud de onda: 340nm \ 405nm \ 450nm \ 492nm \ 510nm \ 546nm \ 578nm 630nm \ 700nm 800nm
- Rendimiento: 150 pruebas/hora
- Reactivo de bandeja: 16 reactivos a bordo
- Jeringa cerámicas duraderas,
- 1 muestra de sonda y reactivo,
- 1 agitador de alto rendimiento,
- Sistema de refrigeración sin parar las 24 horas para mantener la muestra y el reactivo de 2-8°C,
- Volumen mínimo de reacción 100ul,
- Sistema óptico de 12 filtros de alta resolución totalmente sellado con lámpara halógena de fuerte intensidad.
- Sistema de incubación de calefacción
- Sonda y protección contra colisiones de lavado.
- Garantía: 1 Año(s)
- Procedencia: CHINA
- Modelo: CA-150
- Marca: URIT

LAVADOR DE MICROPLACAS DE ELISA MODELO: DRW-330 DIATEK



- Pantalla LCD De 4.3 Pulgadas.
- Versión De Funciones En ESPAÑOL
- Aspirando En 2 Posiciones, El Volumen Residual <0,7 UI
- La Placa Múltiple Se Puede Seleccionar Por Configuración Predeterminada O Operación Manual.
- Adecuado Para Microplacas Planas, En U Y En V.
- El Procedimiento De Enjuague Especial Facilita El Mantenimiento Del Dispositivo Y La No Contaminación Entre Placas.
- El Filtro De La Botella De Lavado Mantiene Los Sedimentos En La Solución Alejados De Las Tuberías.
- La Tecnología De Control Para La Presión De La Bomba Puede Evitar El Atascamiento En Aguas.
- Procedimiento De Enjuague Automático Por Agua Destilada Cuando Se Enciende O Apaga
- Evita La Cristalización En Las Tuberías.
- Los Colectores Desmontables Facilitan La Limpieza De Partículas En Los Colectores.
- El Sensor De Agua Residual Evita El Desbordamiento En La Botella De Residuos.

LECTOR DE MICROPLACAS DE ELISA MODELO DR-200B DIATEK



- Estilo De Placa: Microplaca O Placa De Barra De 48 Orificios, 96 Orificios
- Fuente De Luz: Lámpara Halógena De Tungsteno Controlada
- Agujero Aplicable: Plano, Fondo En V O Fondo En U
- Fotodetector: Fotodiodo De Silicio
- Exactitud: $\pm 1,0\%$ A 1,0 DE, 450 Nm
- Filtros Adicionales: Bajo Pedido, Rueda De Filtros Para Hasta 8 Filtros
- Resolución: 0.001OD
- Reproducibilidad: $\pm 0,2\%$
- Estabilidad: $\pm 0,003$ DE
- Sacudida: Agitación Lineal, 3 Velocidades
- Mostrar: Pantalla LED A Color De 10,4 Pulgadas, Resolución 1024*600
- Interfaz: USB, DVI, VGA, INTERFAZ DE RED, INTERFAZ DE AUDIO, RS-232
- Almacenamiento De Datos: 2.000.000 Datos De Prueba, Más De 500 Proyectos De Prueba
- Velocidad De Lectura: Longitud De Onda Única ? 3s /96 Agujeros
- Mejor Entorno: 5 ? ~ 40 ?; Humedad Máxima: 80%
- Fuente De Alimentación: 100~240V, 50~60Hz

ECTOR DE MICROPLACAS D/ELISA BK-EL10C BIOBASE



- Canal de medición: 8 canales ópticos verticales
- Rango de onda: 400~800 nanómetro
- Filtrar: Estándar 4 longitudes de onda de 405,450,492,630nm; se pueden instalar hasta 10 filtros (opcional)
- Rango de lectura: 0.000~4.000 Abs
- Rango lineal: 0.000~3.000 Abs
- Repetibilidad: CV?1.0%
- Estabilidad: ± 0.003 Abs
- Función de placa vibratoria: 3 tipos de función de placa de vibración, ajustable 0 ~ 255 segundos
- Monitor: Pantalla táctil grande de 10,1 pulgadas
- Fuente de alimentación: 110/220 V CA, 60/50 Hz
- Peso neto: 11kg

BIOBASE

LAVADOR DE MICROPLACAS ELISA EMPEROR



BIOBASE



- Principio de operación: electromagnético 4 canales.
- Circuito dual-magnético con sistema de perlas.
- PT Tiempo de protrombina APTT (tiempo de tromboplastina parcial activada) TT (tiempo de trombina) FIB (fibrinógeno) .
- Proteína C, Proteína S, HEP Heparina de alto peso molecular, HBPM (heparina de bajo peso molecular), La (Anticoagulante lúpico), Factor de trombina II, V, VII, X, VIII, IV, IX, IX, X, XI, XII, etc.
- 16 posiciones de muestra, 4 posiciones de reactivo (tiempo de incubación sintonizable).
- 500 test results.
- 5.1"LCD screen Incorporada e impresora externa Puerto RS-232 y paralelo.
- Temperatura del trabajo: 15 ~ 35.
- Humedad relativa: 80 HR
- Parámetros: PT, APTT, TT, FIB, Proteína C, Proteína S, HEP, LMWH, LA
- Incubadora de 16 posiciones para muestra y 4 para reactivos.
- 500 muestras de almacenamiento en memoria.
- Pantalla LCD de 5.1 pulgadas.
- Interface: Puerto RS-232 e interfase paralela.

ANALIZADOR HEMATOLOGICO DE 5 DIFF SEMI-AUTOMATICO MOD: BH-5100 MARCA URIT



DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:

- Prueba de reticulocitos: RETIC_ABS, RETIC%, IRF
- 34 parámetros, 2 histogramas, 2 diagramas de dispersión
- Rendimiento por hora de hasta 60 muestras.
- Diseño compacto de 5 partes.
- La combinación de WIC y WOC para contar WBC
- Método de impedancia para recuento de glóbulos rojos y PLT
- Reactivo libre de cianuro para el recuento de hemoglobina
- Capacidad de almacenamiento a bordo de 200,000 muestras con todos los gramos
- Admite variedad de impresora a color externa
- LIS y HIS disponibles con protocolo HL7

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

- MARCADORES: WBC, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BAS%, LYM #, MON #, NEU #, EOS #, BAS #, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW_CV, RDW_SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P_LCR, P_LCC, RETIC%, RETIC_ABS, IRF
- 6 parámetros de investigación: ALY # ALY% LIC #, LIC%, NRBC #, NRBC%
- 2 histogramas para RBC y PLT
- 2 diagramas de dispersión: Diagrama de dispersión diferencial de 5 partes
- Diagrama disperso de eosinófilos y neutrófilos

PRINCIPIOS DE LECTURA

- WBC / DIFF: citometría de flujo, clasificación de células multidimensionales de luz láser semiconductor.
- Análisis de WBC: mediciones ópticas y de impedancia.
- Análisis RBC / PLT: método de impedancia

INCLUYE:

- Diluyente 20L
- Lisante 500mL
- Cleaner 100mL
- Detergente 10L
- Sheat 10L

***** Máxima altitud: 4200 msnm *****

*** LOS REACTIVOS TIENEN UN TIEMPO DE VIDA UTIL DE 2 MESES LUEGO DE SER ABIERTOS, PASADO EL TIEMPO PUEDE COTIZAR LOS PRECIOS DE LOS RECTIVOS EN STOCK ***



ANALIZADOR HEMATOLOGICO SEMI AUTOMATIZADO DE 3 DIFERENCIALES BH-40P GENRUI

Analizador Hematológico Automático de 3 diferenciales BH-40P está diseñado para rutinas exigentes: combina conteo por impedancia con HGB por colorimetría y entrega un panel de 21 parámetros con histogramas para una interpretación visual inmediata. Ideal para laboratorios que requiere consistencia, trazabilidad y bajo costo por prueba.

- 21 parámetros con histogramas P_LCC, P_LCR y RBC, WBC, PLT
- Rendimiento de hasta 40 muestras por hora con diseño de cámara única
- Método de impedancia para WBC, RBC y PLT
- Método de colorimetría fotoeléctrica para HGB con reactivo libre de cianuro
- Micro volumen de muestra a 13 µl para el modo de sangre total y 20 µl para el modo pre-diluido
- Capacidad de almacenamiento a bordo de 100,000 resultados de muestras
- Sistema de cierre de reactivo RFID opcional
- Cuatro tipos de modos de control de calidad: L-J, X, X-R y X-B
- Admite copia de seguridad de datos USD y actualización del sistema
- Impresora térmica incorporada
- LIS y HIS disponibles con protocolo HL7
- **ESPECIFICACIONES TECNICAS:**

- **PARAMETROS:** WBC, LYM#, MID#, GRAN#, LYM%, MID%, GRAN%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV,
- RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC, Diferenciación en 3 partes de WBC, 21 parámetros y 3 histogramas.
- **PRINCIPIO:** WBC / RBC / PLT: impedancia eléctrica, HGB: colorimetría fotoeléctrica.
- **VOLUMEN DE ASPIRACION:** Sangre entera 13 µL, diluida previamente 20 µL
- **RENDIMIENTO:** 75 muestras por hora
- **ALMACENAMIENTO:** Hasta 100,000 resultados de muestra con histogramas
- **MONITOR:** LCD a color de 10.4 pulgadas, resolución 800 x 600, pantalla táctil opcional.
- **DIMENSIONES:** 415 mm (L) x 305 mm (W) x 395 mm (H).
- **INCLUYE KIT DE ARRANQUE:**

- DILUYENTE 20 LTRS X 1
- LYTIC 500 ML X 1
- * PROBE CLEANER 100 ML X 1



CENTRIFUGA DIGITAL P/INMUNOHEMATOLOGIA TD4X BIORIDGE



- **ROTORES OPCIONALES:**
- **ROTOR: HLA (0.25 - 1 ML) X 12**
- **ROTOR: SERO (7 ML X 12)**
- **MAX RCF HLA= 2000 X G**
- **MAX RCF SERO= 1000 X G**
- **RUIDO: 60 DB**
- **DIMENSIONES: 330x 420 x 280 mm**



ROTOR: HLA (0.25 - 1 ML) X 12



ROTOR SERO (7MLX12)

Rotor	Programa	Capacidad	RCF fijado	Tiempo fijado (segundos)	Ampliación efectiva
 SERO ROTOR	1	7 ml x 12	500 x g	60	Agrupamiento sanguíneo, observación de reacción de hemaglutinación
	2		1000 x g	15	Pruebas de compatibilidad cruzada y detección de antistafilolisina
	3		1000 x g	60	Lavado de hematocrito, extracción de suero y plasma

HLA: lavado de linfocitos, eliminacion final de hematocrito, separacion de linfocitos

CENTRIFUGA DIGITAL UNIVERSAL Y PCR TG1650 WS BIORIDGE



- Máxima velocidad: 16500r/min
- Máximo de rcf: 23669xg
- Precisión de velocidad: ± 30 r/min
- Timer: 1min~99min
- Ruido: <65db(a)
- Dimensiones: 330mmx420mmx280mm
- Control de microprocesador.
- Panel táctil y led.



- VELOCIDAD MAXIMA: 13,200 RPM
- ROTOR: 1.5 ML - 2.0 ML X 24 posiciones
- RCF: 16,110



- ROTOR 1(1.5 A 2.0 ML X 24 POSICIONES) 13,200 RPM.
- ROTOR 2 (15 ML X 8 POSICIONES) - 12,000 RPM.

CENTRIFUGA DIGITAL P/MICROHEMATOCRITO DE 24 CAPILARES TG-12X BIORIDGE



- Max. Velocidad : 12,000rpm
- Incremento : 30 rpm
- Nominal RCF : 13.500 g
- Capacidad : 24 Capilares
- Rango de tiempo : 1 ~ 99min
- Ruido : < 65 dB (A)
- Precision de velocidad: +/- 30 r/min
- Dimensión (LxAnxAl): 230 mm X 310 mm X 240 mm

BANCO DE SANGRE

CENTRIFUGA DIGITAL UNIVERSAL TD5M BIORIDGE

La centrífuga TD5M de BIORIDGE está diseñada para aplicaciones en medicina, biología, inmunología e ingeniería genética. Su sistema de microprocesador, motor sin escobillas y control en tiempo real aseguran resultados confiables en cada proceso de separación.

- Pantalla LED
- Motor sin escobillas
- Bajo mantenimiento
- Programable
- Visualización automática RCF
- Viene con control de balance, bloqueo de la tapa, y la temperatura / dispositivos de protección de velocidad
- Visualización automática RCF
- Velocidad máxima: 5000 rpm (según rotor)
- Máximo RCF: 5030 X g
- Dimensiones: 460mmx540mmx340mm (LxWxH)
- Interruptor de encendido con indicador de luz.
- Motor de baja vibración y ruido.
- Freno eléctrico para paradas de emergencia.



Rotor oscilante de
32x15mL



Rotor Oscilante
4x250mL



Rotor Oscilante
4x500mL



Rotor Oscilante
8x50mL

***Nota: Se usa el mismo rotor para los modelos de 32x15 ml y el de 8x15 ml**

Laboratorios clínicos hospitalarios • Centros de investigación biomédica • Laboratorios universitarios •
Laboratorios de diagnóstico molecular • Instituciones veterinarias • Industria farmacéutica • Laboratorios de
bancos de sangre.

BANCO DE SANGRE

CENTRIFUGA DIGITAL PARA 24 TARJETAS DE GEL - BIORIDGE

La Centrífuga Digital para 24 Tarjetas de Gel Bioridge está diseñada para garantizar resultados rápidos, estables y confiables en laboratorios clínicos y de investigación. Su sistema digital de alta precisión permite controlar velocidad y tiempo con exactitud, optimizando los procesos de pruebas de gel, inmunohematología y bancos de sangre.

Con capacidad para 24 tarjetas de gel, esta centrífuga combina potencia, seguridad y facilidad de uso. Su pantalla digital, rotor balanceado y diseño silencioso aseguran un rendimiento continuo y una excelente protección de las muestras.

Características principales:

- Capacidad: 24 tarjetas de gel
- Control digital de velocidad y tiempo
- Sistema de seguridad con bloqueo automático
- Rotor equilibrado para funcionamiento estable y silencioso
- Ideal para inmunohematología y laboratorios clínicos



CENTRIFUGA DIGITAL DE INMUNOLOGIA -TD4X- BIORIDGE



Control de microordenador, motor sin escobillas de CC, operación estable, bajo nivel de ruido y alta precisión de velocidad.

El panel táctil, la operación programable, los datos de operación se pueden configurar de acuerdo con las demandas y almacenar automáticamente.

Pantalla LED. interfaz fácil de usar, operaciones simples y convenientes. Cierre con tapa con traba para evitar abrir mientras el motor está girando

Adaptable para dos tipos de rotores: SERO y HLA

6 programas: 3 para el SERO y 3 para el HLA

Especificaciones:

2 tipos de rotores: SERO para eritrocito y HLA para linfocito

SERO: 7 ML x 12 tubos

HLA: (1.5-2) ML x 12 tubos

Conducir: Control de microcomputadora, accionamiento del motor de CC sin escobillas

Velocidad y tiempos fijados

Unidad de velocidad: RCF (xg)

Ruido: <60dB

CENTRIFUGA C/ROTOR FIJO 24 X 10ML ALCANCE A 6000 RPM MODELO TD6B



- Centrífuga de sobremesa de baja velocidad con control por microcomputador
- Velocidad máxima: 6000 r/min para aplicaciones generales
- Fuerza centrífuga relativa máxima (Max RCF): $\pm 100 \times g$
- Capacidad máxima: 16x15ml
- Exactitud de velocidad: ± 30 r/min para precisión confiable
- Control por microcomputador con bloqueo electrónico y DC sin escobillas para bajo ruido y alta exactitud
- Display LCD digital para operación visualizada y conveniente
- Almacenamiento de hasta 9 programas de usuario para diferentes demandas
- Detección de bloqueo de puerta, detección de sobre velocidad, detección de desbalance con alarma automática
- 10 niveles de aceleración y 10 niveles de desaceleración programables según requerimientos
- Configuración de tiempo: 1min-99min/59s programable
- Nivel de ruido: 65dB(A) para ambiente de trabajo silencioso
- Sellado silástico cumple con certificación GMP US FDA
- Alimentación: AC110V/AC220V, 50Hz-60Hz universal
- Consumo de energía: 250W
- Dimensiones (L×W×H): 410mm×480mm×310mm
- Dimensiones de empaque (L×W×H): 500mm×580mm×400mm
- Peso neto (sin rotor): 25kg
- Rotor incluido: 24x10ml
- Especificaciones del rotor fijo 24x10ml:
 - Capacidad: 24 tubos de 10ml
 - Velocidad máxima: 6000 r/min

INCLUYE:

- Rotor de 24 posiciones de 10ML capacidad
- Garantía: 1 Año(s)

BANCO DE SANGRE

CENTRIFUGA P/HEMATOCRITO MECANICA C/24 CAPILARES



- Max rpm: 12000 rpm.
- Max rcf: 15300xg
- Rotor: 1.5x75mm x 24 capilares
- Potencia: 220v 50hz
- Dimensiones: 280x310x265

La centrífuga de Hematocrito cuenta con un rotor para 24 tubos capilares ideal para la determinación de fracciones en volumen de los eritrocitos en la sangre y también para la separación de sangre. Excelente exactitud de velocidad.

CENTRIFUGA DIGITAL P/MICROHEMATOCRITO P/24 CAPILARES MODEL TG-12X - BIORIDGE



- Max. Velocidad: 12,000rpm
- Incremento: 30 rpm
- Nominal RCF: 13.500 g
- Capacidad: 24 Capilares
- Rango de tiempo: 1 ~ 99min
- Ruido: < 65 dB (A)
- Precisión de velocidad: +/- 30 r/min
- Dimensión (LxAnxAI): 230 mm X 310 mm X 240 mm
- Peso neto: 9 kg
- Tamaño del embalaje (LxAnxAI): 290 mm X 400 mm X 330 mm
- Cuenta con enchufe tipo NEMA

INCLUYE:

- Rotor fijo capacidad de 24 capilares
- Enchufe tipo NEMA
- Manual de usuario

EQUIPO DE LABORATORIO

CENTRIFUGA DIGITAL DE 8X15 ML TUBOS TOPSCIEN SPINPLUS 8, 12 y 24 TUBOS



- Seguridad en ajuste de la tapa
- Apertura automática de la tapa.
- Desbloqueo automático
- Seguridad tapa de bloqueo.
- Rotor fijo de 45 Grados, hecho de aluminio, aislante de calor
- Sistema integrado de refrigeración y expulsión de aire caliente.
- Para tubos de 15 ML x 8
- ENERGIA: 220v-50/60Hz
- VELOCIDAD: regulable desde los 100-4000rpm (con 100 rpm incremento)



TOPSCIEN®
www.topscien.com



EQUIPO DE LABORATORIO

CENTRIFUGA MECANICA DE 6 TUBOS C/TAPA TRANSPARENTE 800D BOEC



CARACTERÍSTICAS

- Temporizador: 0 – 30 min.
- Máxima velocidad: 4000 RPM.
- Máximo RCF: 1790 x gramo.
- Regulación de velocidad: pasos de 500 en 500 RPM (Tipo perilla).
- Regulación de tiempo: graduado por minuto (tipo perilla).
- Tipo de cabezal: rotor fijo de 45° de Angulo.
- Capacidad: 6 tubos de 15/ 20 ml de plástico.
- Relación Ruido: Menor a 60dB.
- Dimensiones: 250mm (Ancho) x 270mm (Alto).
- Peso: 4.8 kg.
- Voltaje de trabajo: 220-240 VAC/ 60 Hz.
- Potencia de consumo: 25w.

CENTRIFUGA DIGITAL DE 24 TUBOS DIGITAL BKC-TL4IV BIOBASE



BANCO DE SANGRE

REFRIGERADORA VERTICAL DE 108L MARCA :BIOBASE



- CAPACIDAD: 108L
- TEMP: 2-8°C
- Precisión de temperatura: 0,1°C
- Uniformidad de temperatura: <2°C
- Estabilidad de la temperatura: <3°C
- Tiempo de recuperación (recuperación a 8°C en una temperatura ambiente de 32°C): 15 min
- Tiempo de enfriamiento (enfriar a 6 °C en una temperatura ambiente de 32°C): menos de 110 min
- Sistema de control: control por microprocesador
- Alarma: alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla del termostato, alarma de interruptor de puerta, alarma de falla de energía (8 h)
- Tipo de refrigeración: Refrigeración por aire
- Refrigerante: R600a/27g
- Condensador y evaporador: Tubo Bundy; tubo de aluminio, placa de aluminio
- Descongelar: Descongelación automática
- Material interno: Placa de acero pulverizada
- Material externo: Placa de acero pulverizada
- Puerta: de vidrio calentada eléctricamente*1
- Consumo: 95W
- Fuente de alimentación: CA 220 V, 50 Hz (estándar)
- Estante: 3

REFRIGERADORA VERTICAL DE 400LITROS MARCA:BIOBASE



- Rango de temperatura: 2°C a 8°C
- Exactitud de temperatura: 0.1°C
- uniformidad: menor a 2°C
- Estabilidad: menor a 3°C
- Tiempo de recuperacion: menor a 15 min
- tiempo de enfriamiento: menor a 60min
- Sistema de control: Control por microprocesador
- Pantalla: LED
- Sistema de alarmas: Alarma visual y audible. Temperatura alta, temperatura baja, falla de sistema, falla de sensor, puerta entreabierta, falla de energía
- Material: Placa de acero pulverizada. Material de aislamiento de poliuretano ciclopentano
- Tipo de refrigeración: Refrigeración por aire forzado.
- Refrigerante:R600a/38g
- Consumo:185 W
- Energía: AC220V±10%, 50/60Hz -Fuente de alimentacion: CA 220 V, 50 Hz (estándar)
- Accesorios estándar: Lámpara LED, estantes, llaves para puerta, puerto USB,puerto de acceso para sonda.
- Estantes: 6
- Descongelamiento: automatico
- Dimensiones externas(An. x Pr. x Al.): 600*607*1930 mm
- Dimensiones internas: 490*480*1778 mm (An. x Pr. x Al.)
- Dimensiones paquete: 640*660*2140 mm

CENTRIFUGA REFRIGERADA P/BOLSA D/SANGRE DL-6M BIORIDGE



- TIENE 10 ARCHIVOS DE ACCELERADOR
- MAX VELOCIDAD: 6000 RPM/MIN
- MAX RCF: 6680 G
- PRECISIÓN DE VELOCIDAD: +/- 50 RPM/MIN
- TIMER: MIN-H - SEG
- TEMPERATURA: - 20 A +40 C°
- RUIDO: -65 DB(A)
- DIMENSIONES: 710 X 840 X 1200 MM
- PESO: 320 KGS
- INCLUYE ROTOR DE ALUMINIO CON 6 BUCKETS
- VELOCIDAD MAXIMA: 4200 PM
- CADA BUCKET: 1200 ML

REFRIGERADORA VERTICAL DE 368 LITROS BPR-5V368 BIOBASE



El refrigerador de laboratorio es un equipo de refrigeración especializado para el almacenamiento en frío de productos farmacéuticos, productos biológicos, etc.

Es adecuado para hospitales, farmacias, fábricas farmacéuticas, estaciones y clínicas.

ESPECIFICACIONES:

- Rango de temperatura: 2°C a 8°C
- Exactitud de temperatura: 0.1°C
- uniformidad: menor a 2°C
- Estabilidad: menor a 3°C
- Tiempo de recuperacion: menor a 15 min
- tiempo de enfriamiento: menor a 60min
- Sistema de control: Control por microprocesador
- Pantalla: LED
- Sistema de alarmas: Alarma visual y audible. Temperatura alta, temperatura baja, falla de sistema, falla de sensor, puerta entreabierta, falla de energía
- Material: Placa de acero pulverizada. Material de aislamiento de poliuretano ciclopentano
- Tipo de refrigeración: Refrigeración por aire forzado.
- Accesorios estándar: Lámpara LED, estantes, llaves para puerta, puerto USB, puerto de acceso para sonda.
- Estantes: 5
- Descongelamiento: automatico
- Dimensiones externas(An. x Pr. x Al.): 650*600*2010 mm

ULTRACONGELADORA VERTICAL DE 408 LTRS BIOBASE BDF-86V408



- Medidas internas: 606*575*1180 cms
- Medidas externas: 872*1028*1945.5
- Rango de temp: -86° a - 40 c°
- Precision de temp: 0.1 °c.
- Condensador: de cobre.
- Cajones. 3 unids.
- Rack: 8 racks: 5*4; 8 racks: 4*4
- Consumo: 735w.



BIOBASE

COOLER CON PANTALLA DIGITAL CR-18 BIOBASE



- Bandeja extraíble para un mayor almacenamiento
- Refrigeración por semiconductores respetuosa con el medio ambiente, bajo nivel de ruido.
- Modelo CR-18.
- Pantalla LED.
- Capacidad 18L.
- Temp. Gama 0 - 65 C°(ambiente 25C°)
- Material ABS.
- Ruedas No.
- Consumo 70W.
- Fuente de alimentación DC12V/24V, AC110/220V±10%.

BIOBASE

COOLER DE TRANSPORTE 20L QIBING

- Los coolers portátiles con capacidad de 20 L Qibing son la opción perfecta y práctica para el transporte de medicamentos, vacunas y hemo componentes con controlador de temperatura. Con su exterior de polietileno de alta calidad y su interior de poliuretano garantizan su excelente efecto de aislamiento. Mangos de plástico resistentes a los rayos ultravioleta.

- **ESPECIFICACIONES:**

- Modelo: QBLL0820
- Pantalla: LCD
- Capacidad: 20L
- Termómetro: Pantalla digital con sensor.
- Rango de temperatura: 2 ~ 8°C.
- Tiempo de almacenamiento (ambiente 30°C): >24h.
- Bloques de hielo: 10 (0.4L).
- Espesor adiabático: >30/50 mm



COOLER DE TRANSPORTE 33L BIOBASE MODELO: VLCX-17



- Hecho del material ambiental de los PP, grado alimenticio y no tóxico.
- El material de aislamiento es poliuretano sin CFC de PU.
- El contenedor de almacenamiento puede mantener el enfriamiento del contenido hasta por 24 horas.
- El contenedor de almacenamiento es duradero para el almacenamiento de vacunas, el almacenamiento de productos sanguíneos, el almacenamiento de hielo seco, el almacenamiento de muestras congeladas, etc.

- **ESPECIFICACIONES TECNICAS:**

- Tam. externo (Anch.* Prof. * Alt.): 46*30*34
- Tam. interno (Anch.* Prof. * Alt.): 35*22*25
- Temperatura: 2 – 8 °C
- Tiempo almacenamiento: 24 Hrs
- Maximo buques de hielo: 18 Kgs

INCUBADORA DE AGITACION A TEMPERATURA CONSTANTE DE 50 Y 70 L FS-50B



- Modo de agitación: Oscilación del ciclón
- Amplitud: 20mm
- Temperatura: Resolución 0.1 ° C
- Movimiento ± 0.1 ° C.
- Uniformidad ± 1 ° C.
- Rango RT + 5 ~ 65 ° C.
- Velocidad de rotación 30 ~ 300 rpm
- Precisión de velocidad de rotación ± 1 rpm
- Modo de circulación de aire: Convección horizontal
- Potencia nominal: 0.6kW
- Temporizador 0 ~ 9999min

EUROTECH

INCUBADORA DIGITAL 20 L EUROTECH IB-9022A



- Volumen: 20 Litros de capacidad
- Dimensiones de la cabina interna: 250 * 250 * 310 mm.
- Potencia: 250W
- Rango de temperatura: TEMPERATURA AMBIENTAL HASTA 100 °C
- Configuración de temperatura: Dependerá del área de trabajo, lo mínimo configurable es 5 °C máximo 100 °C
- Fluctuación de temperatura: ± 0.5 °C
- Controlador de pantalla LCD

EUROTECH

INCUBADORA DIGITAL DE 50 LITROS IB-9052A EUROTECH



- Volumen: 50 Litros de capacidad
- Dimensiones de la cabina interna: 350 * 350 * 410 mm.
- Potencia: 300W
- Rango de temperatura: TEMPERATURA AMBIENTAL HASTA 100 °C
- Configuración de temperatura: lo mínimo configurable es 5 C° máximo 100 C°
- Fluctuación de temperatura: ± 0.5 C°
- Controlador de pantalla LCD
- Voltaje: 220V / 50Hz

EUROTECH

INCUBADORA DIGITAL DE CO2 CAP 80 L CHP-80 EUROTECH



- Capacidad: 80L
- Tamaño de trabajo: 500 x 400 x 400 mm / 19.69 x 15.75 x 15.75 pulgada
- Potencia: 680 W
- Alcance de temperatura: temperatura de ambiente +5~50 °C
- Resolución de la temperatura: ± 0.5 °C
- Tiempo: 0-9999min
- El Alcance de CO2: 0-20%
- Precisión CO2: ± 0.1 %
- Voltaje: 110V 60Hz/ 220V 50Hz

EUROTECH

EQUIPO DE LABORATORIO

INCUBADORA DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CONSTANTE BJPX-HT400B



- Use un tablero de aislamiento de poliuretano seguro y respetuoso con el medio ambiente (a prueba de humedad, retardante de llama, resistencia a altas temperaturas de 250°C), mejor efecto de aislamiento.
- Sistema de esterilización: lámpara de esterilización UV opcional.
- Compresores de marcas reconocidas, refrigerantes ecológicos, función de congelación automática.
- Material interno de acero inoxidable con espejo SUS-304, placa externa de acero con recubrimiento en polvo laminado en frío.
- Modelo : BJPX-HT400B
- Capacidad (L) : 400L
- Tipo de control : Controlador PID de microordenador
- Temperatura rango : 0~60°C
- Temperatura fluctuación : $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- Temperatura uniformidad : $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ a 37°C
- Rango de humedad : 50~95%HR
- Fluctuaciones de humedad : $\pm 3\sim\pm 5\%$ HR
- Método de humidificación : Sistema de humidificación incorporado
- Sistema de refrigeración : Compresor de marca famosa, R134a
- Sistema de calefacción : Calentador de acero inoxidable
- Ajuste de tiempo (h) : 0~999:59
- Fuente de alimentación : AC220V $\pm 10\%$, 50Hz (estándar); AC110V $\pm 10\%$, 60Hz (Opcional)
- Material : Acero laminado en frío externo con pintura; acero inoxidable interno
- Estantería : 2 piezas/ajustable
- Accesorio estándar: Puerto USB/Puerto de prueba
- Opcional: Lámpara UV / Zócalo BOD / Impresora

INCUBADORA DIGITAL DE LABORATORIO DE 125 Lt DHL-125 EUROTECH



- Temperatura ambiente relativa : rt + 5-70 c°
- Precisión de temp: 0.1 c°,
- Cámara interna: espejo de acero inoxidable.
- Potencia: 0.5kw.
- Modo de ajuste. configuración del botón táctil
- Modo de visualización:
- Temperatura de medición: lcd fila superior;
temperatura de ajuste: la fila inferior
- Configuración de tiempo: 0-9999 min (con función de espera de temporización)
- Tamaño de cámara: 500 * 450 * 550 mm.
- Tamaño externo: 755 * 672 * 975
- Volumen: 125 litros.
- Numero de estantes: 13.

EUROTECH

INCUBADORA DIGITAL PORTATIL DH-2500AB



- Cuenta con iluminación y ventana de visualización para observar el interior sin interrumpir el calentamiento.
- Intervalo de temperatura: TEMPERATURA AMBIENTE HASTA 50 °C
- Sistema de convección natural de temperatura
- Variación de la temperatura: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Temporizador: 0-9999 minutos
- Ambiente de funcionamiento:
- Configuración de Temperatura desde 5 - 45 °C;
- Dimensiones de la cámara interna: 180 x 140 x 230 mm
- Dimensiones externas: 300 x 330 x 330 mm

EUROTECH

INCUBADORA DIGITAL DE LABORATORIO de 22L ITherm CH25 MARCA: NEUATION



iTherm CH25 ofrece una temperatura constante y confiable con un amplio rango de control desde ambiente -15 °C a 60 °C. Con una toma de corriente interna para una pequeña coctelera o batidora, puede contener varios volúmenes hasta 2L. Diseñado para brindar resultados de calidad con precisión milimétrica, iTherm CH25 proporciona una perfección versátil. También reduce la temperatura y elimina la necesidad de un compresor.

Características

- Control de temperatura digital de Ambiente -15 a 60°C.
- Huella compacta, utilizable en un espacio de banco pequeño.
- Acepta varios tipos de matraces de hasta 2 l.
- Toma de corriente interna, para la instalación de pequeños agitadores, batidoras u otros instrumentos.

INCUBADORA Y ESTERILIZADORA MOD: BOV-D240S MARCA BIOBASE

**DESCRIPCION DEL EQUIPO:**

- Este producto tiene una amplia aplicación tanto para secado como para cultivo. Al ser un producto de alta calidad y confiabilidad, puede ser de ayuda directa en colegios y universidades, institutos de investigación científica y producción. Hace posible que los usuarios ahorren espacio y mejoren la eficiencia del trabajo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Rango de temp: RT+5 - 60 C°; Oven: 80 - 250 C°
- Resolución: 0.1 c°
- Fluctuación: Incubadora: ± 0.5 C° Esterilizadora: ± 1 C°
- Conf. empo: 1-9999min
- Compartimiento: 2 bandejas
- Consumo: 2000W
- Energía requerida: AC220 $\pm$ 22V 50/60Hz (Standard)
- Dimensiones: 500*600*750 (Largo x ancho x alto)

ESTERILIZADORA DIGITAL HORIZONTAL DE 15,50,43 Y125 LTR DHG-9053A EUROTECH



- Cámara interior de acero inoxidable.
- El control por microprocesador con pantalla digital.
- Con la ventana de cristal doble.
- Ajuste de la pantalla digital y la temperatura real.
- La pantalla digital se ejecuta con temporizador.
- PID de ajuste automático, sobre alarma de temperatura.
- Alarma automática después de la operación.
- Adecuado para secar, hornear, desparafinado, esterilización y solidificación.
- Indicador de Temperatura: 5-250 °C.
- Desviación de Temperatura: +/- 1 °C.
- Temporizador de 0- 999 minutos.
- Tamaño de trabajo: 415x375x345mm.
- Potencia: 1000W

EQUIPO DE LABORATORIO

ESTERILIZADORA DE 85 LT C/REVESTIMIENTO DE ACERO WGLL85BE



- Temperatura relativa: RT+10-300C°.
- Resolución : 0.1C°.
- Exterior : Exterior de pulverización electrostática de acero laminado en frío.
- Isolamiento: Tablero de lana de roca de alta calidad (con CE).
- Calentador : Calentador de acero inoxidable.
- CONSUMO: 2.0kW
- Modo de Selección temperatura: Pantalla LCD de dos secciones de temperatura inteligente
- ESPECIFICACIONES:
- Tamaño Cámara interior (ANCHO*LARGO*ALTO) 450*420 *450 MM
- Tamaño exterior: (ANCHO*LARGO*ALTO) : 590*610 *830 MM.
- Volumen: 85 LITROS
- CONSUMO: AC220V/10.5A (50 / 60HZ)



EQUIPO DE LABORATORIO

BAÑO MARIA DIGITAL 12 LITROS WH-4 EUROTECH



- Termostático
- Control por microprocesador.
- Temperatura interior de la pantalla digital.
- Cisterna de moldeo único.
- Cubierta de anillo de aluminio.
- Cubierta de techo de acero inoxidable.
- Adecuado para termostática, horneado, desparafinado, esterilización.

DETALLES:

- Rango de temperatura:
- Min .: 5 ° C (41 ° F)
- Máx .: 99 ° C (210,2 ° F)
- Tamaño de trabajo (mm): 320x320x120
- Potencia: 1000W
- Fluctuación de la temperatura: ± 1
- Rango Rango de temperatura: RT+ 5 A 99°

EUROTECH

BAÑO MARIA DIGITAL 2 LITROS WH-1 EUROTECH



- Control por microprocesador,
- Temperatura interior de la pantalla digital
- Cisterna de un solo temporizador,
- La cubierta del anillo de aluminio
- Cubierta de techo de acero inoxidable (opcional)
- Adecuado para termostática, horneado, desparafinado, esterilización
- Especificaciones Técnicas:
- Capacidad: 2 litros
- Poder de calentamiento: 200w

EUROTECH

EQUIPO DE LABORATORIO

BAÑO MARIA DIGITAL 12 LITROS WH-4 EUROTTECH



- Ideal para aplicaciones como estudios de cultivo de tejidos, incubación bacteriana, reacción enzimática y fermentación y diseñado para agitar una variedad de tubos y recipientes.
- VOLUMEN: 30L
- VOLUMEN UTIL: 12L
- VELOCIDAD: 20-250RPM
- RANGO TEMP: TAMB +5°C- 99.9°C
- SISTEMA CONTROL: MICROPROCESADOR PROGRAMABLE
- PANTALLA: VELOCIDAD TIEMPO Y TEMP
- AJUSTE TEM: 0.1°C
- VARIACION A 37°C: +/-0.3°C (A 22°C de temperatura ambiente y con la tapa cerrada)
- FLUCTUACION A 37°C: +/-0.1°C (A 22°C de temperatura ambiente y con la tapa cerrada)
- LIMITES DE ALARMAS PROGRAMABLES: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ / $\pm 5^{\circ}\text{C}$
- MINUTERO: 1 minuto – 99,9 horas + Mantener posición
- TEMPORIZADOR: 1 minuto – 99,9 horas
- MATERIAL: Acero inoxidable
- MATERIAL EXTERNO: Acero inoxidable recubierto con polvo de poliéster y epoxi

EQUIPO DE LABORATORIO

AUTOCLAVE CAP 18,24 Y 50 LITROS C/TEMPORIZADOR YX-24LDJ



- Capacidad de trabajo 24 LITROS
- Presión máxima de trabajo 0.14 – 0.16 mpa.
- Temperatura máxima de trabajo 134 C.
- Temperatura de cámara igual: ± 10 C.
- Poder de la fuente: 1.5KW/AC 220V 50Hz
- Salida de desfogue lateral.
- Tamaño del tambor 280X390 mm
- Tamaño del recipiente 42 cm

EUROTECH

AUTOCLAVE DE MESA CLASE B DE 24 LITROS C/IMPRESORA INCORPORADA BKM-Z24



- Clase de esterilización: Clase B (De acuerdo al estándar EN 13060)
- Temperatura de esterilización: 121 °C , 134 °C
- Programa especial: HIV, HBV Programa de esterilización de tiempo extendido
- Procedimiento de Secado: Secado al Vacío
- Pantalla: Pantalla LED
- Sistema de Prueba:
- Prueba ByD
- Prueba de vacío
- Prueba Helix
- Precisión de Control Temperatura: 1 °C
- Presión: 0.1 bar
- Datos de Esterilización Puerto USB estándar
- Mini impresora INCLUIDA



Ahora también ofrecemos equipos configurados para trabajar en altura, especialmente diseñados para zonas de provincia y altitud, garantizando funcionamiento sin problemas y resultados confiables. Cotizalo como: AUTOCLAVE DE MESA CLASE B DE 24 LITROS TRABAJO A 3000 MSNM C/IMPRESORA INCORPORADA MOD: BKM-Z24 MARCA: BIOBASE

BIOBASE



EQUIPO DE LABORATORIO

AUTOCLAVE VERTICAL DIGITAL DE 75 LITROS- MOD: BKQ-B75II MARCA BIOBASE

DESCRIPCION DEL EQUIPO:

- Rango de aplicación: La autoclave vertical se utiliza principalmente en hospitales, laboratorios, universidades y otros institutos donde los usuarios necesitan esterilizar líquidos y sólidos resistentes a la temperatura.
- Para el autoclave vertical tipo volante, hay 5 programas fijos y 2 programables según diferentes objetos de esterilización.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Capacidad: 75L
- Material de la cámara: 304 acero inoxidable médico
- Presión máxima diseñada: 0.28Mpa
- Temperatura máxima diseñada: 150°C
- Presión de trabajo: 0.22MPa
- Rango de temperatura de trabajo 105 ~ 136°C
- Precisión de temperatura $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- Rango de tiempo: 0-999min
- Escape de pulso dinámico: 0 ~ 9 veces
- Escape de pulso dinámico: temperatura: 105 ~ 130°C
- Rango de temperatura de disolución: 60 ~ 100°C (programable)
- Rango de mantenimiento de temperatura: 40 ~ 60°C (programable)
- Consumo de energía: 4.7KW
- Fuente de alimentación: AC220V, 50 / 60Hz; 22A
- Accesorios estándar Cesta de acero inoxidable: * 2 piezas
- Tamaño de cámara: D386 * 690 mm
- Tamaño externo (W * D * H): 550 * 640 * 1080 mm
- Peso neto: 85KG
- Tamaño de embalaje (W * D * H): 610 * 700 * 1500 mm



Ahora también ofrecemos equipos configurados para trabajar en altura, especialmente diseñados para zonas de provincia y altitud,

garantizando funcionamiento sin problemas y resultados confiables. Cotízalo como:

**AUTOCLAVE VERTICAL DIGITAL DE 75 LITROS-
TRABAJO A 3000MSNM MOD: BKQ-B75II
MARCA BIOBASE**



EQUIPO DE LABORATORIO

DESTILADOR DE AGUA P/4 LITROS X HORA C/TANQUE DE 8 LITROS



- **CAPACIDAD:** 4 lt/hr,
- **CAPACIDAD DEL TANQUE DE AGUA:** 8 LITROS
- **FUNCIONAMIENTO:** totalmente automático con sistema de control por microprocesador.
- **CONDUCTIVIDAD OBTENIDA:** del agua destilada es de aproximadamente 2,5 μ Siemens/cm a 20°C
- **DESGASIFICACION:** de CO₂ a través del tubo de escape de gas
- **SENSORES.** Sistema de seguridad y leds de advertencia para Alta presión del agua, baja presión del agua, calefacción, Tanque de almacenamiento medio lleno.
- **Consumo:** 440V / 50-60 Hz / 3 alimentaciones
- **Alimentación:** ENERGIA MONOFÁSICA

DESTILADOR DE AGUA DE 5 LT EUROTECH



- **Dimensiones:** 35cm alto tanque interior - 71 cm alto total exterior / 63cm diámetro
- **Peso:** 12 Kgs
- **consumo:** 7000 Watts / 34 amperios
- Se recomienda que la instalación del interruptor se realice por medio de una llave térmica independiente
- Cuenta con conexión monofásica
- **VOLTAGE:** 220 V

EQUIPO DE LABORATORIO

BALANZA DIGITAL ANALITICA DE 0.0001 - 220GR FA-2204 EUROTECH



- Rango de 0.0001 hasta 220 Gr.
- Repetibilidad (mg): +/- 0.1 mg
- Conexión a PC RS-232 - No incluye cable
- Pantalla: Pantalla digital y luz Led
- Funciones: tara, calibración, peso, Conversión de unidad, recuento simple, control automático.
- Con ajuste automático interno en caso de modificación Alta precisión garantizada.
- Cubierta cortaviento, de vidrio
- Corriente 220 Volt .

EUROTECH

BALANZA ELECTRONICA DE PRECISION 0.001-300 GR JA-303P EUROTECH



- Rango de 0.001 hasta 300 Gr.
- Modelo : JA303P
- Pantalla : Pantalla digital y luz Led
- Funciones: tara, calibración, peso, Conversión de unidad, recuento simple, control automatico.
- Con ajuste automático interno en caso de modificación Alta precisión garantizada.
- Cubierta cortaviento
- Corriente 220 Volt .

EUROTECH



EQUIPO DE LABORATORIO

BALANZA DE HUMEDAD DE 0.001-100 GR QL-720A



- Rango maximo : 110 Gr.
- Lectura desde : 0.001 Gr.
- Temperatura de operación: Desde 5°C a 35°C
- Fuente de calor: Lampara Halogena
- Rango de temperatura: Desde 40°C a 199°C
- Rango de humedad : 0.00%---100%

EUROTECH



material en polvo



viruta de madera



grano



plastico granulado

BALANZA DE PRECISION S/CABINA DE 0.01 A 3100 GR. XY-30002C



- Rango de 0.01 hasta 3100 Gr.
- Modelo: XY-30002
- Pantalla: Pantalla digital y luz Led
- Funciones: tara, calibración, peso, Conversión de unidad, recuento simple, control automático.
- Con ajuste automático interno en caso de modificación Alta precisión garantizada.
- Corriente 220 Volt.
- Ajuste: Interno, automático
- Tiempo normal de estabilización



BALANZA DE PRECISION DE 0.01 A 310 GR. XY-3002C EUROTECH



- Rango de 0.01 hasta 310 Gr.
- Modelo: XY-3002C
- Pantalla: Pantalla digital y luz Led
- Funciones: tara, calibración, peso, Conversión de unidad, recuento simple, control automático.
- Con ajuste automático interno en caso de modificación Alta precisión garantizada.
- Corriente 220 Volt
- Ajuste: Interno, automático
- Tiempo normal de estabilización
- Tamaño del plato de pesada: 120 mm
- Peso (aprox.): 2.0 kg
- Dimensiones: 216 x 360 x 320 mm


EUROTECH

BALANZA DIGITAL ELECTRONICA 0.1GR A 3300 GR XY-3000-1BF EUROTECH



- Rango de 0.1 hasta 3300 Gr.
- Modelo: XY3000-1BF
- Pantalla: Pantalla digital y luz Led
- Funciones: tara, calibración, peso, Conversión de unidad, recuento simple, control automático.
- Con ajuste automático interno en caso de modificación Alta precisión garantizada.
- Cubierta cortaviento.
- Corriente 220 Volt .
- Ajuste: Interno, automático.
- Tiempo normal de estabilización .
- Tamaño del plato de pesada: 120 mm.

EUROTECH



MICROSCOPIO MONOCULAR BSK-01 C/3 OBJ. METAL EUROTECH



- Ocular de 10X.
- Revolver retráctil, gira a 360°.
- Magnificación de 10X hasta 400X.
- Objetivos de 4X-10X y 40X CARCASA METÁLICA.
- Aumento Macro y Micro para una mejor visualización.
- Plataforma Mecánica graduada.
- Regulador de plataforma para lámina portaobjeto de atrás hacia adelante y de izquierda a derecha.
- Luz Blanca
- Con conexión directa 220 v.
- Peso: 1.5 Kgs

MICROSCOPIO MONOCULAR DE 4 OBJ. METAL EUROLAB



- Microscopio monocular diseñado para brindar precisión, comodidad y durabilidad, este microscopio monocular es ideal para laboratorios, investigación educativa y uso profesional. Óptica de calidad profesional, Base con planchas de baja conducción térmica para mayor confort.
- Cabezal inclinado 45° y giratorio 360°
- Ocular de 10X: Mayor campo de visión y confort visual.
- OBJETIVOS: 4X - 10X - 40X - 100X (inmersión en aceite)
- AUMENTO REAL: 40-1000x Observa desde estructuras generales hasta detalles
- Iluminación LED: Potente, uniforme y eficiente, ideal para sesiones prolongadas.
- Etapa mecánica de metal (110x120mm): Con rango de movimiento de 70x20mm
- FUENTE: AC 220V
- Cuenta con filtro azul.

MICROSCOPIO TRINOCULAR ISCOPE IS-1153-PLI - EUROMEX



- Oculares EWF10x/22 mm. Cabezal Trinocular de diseño Siedentopf inclinado 30°
- Distancia inter-pupilar ajustable entre 47-76 mm con corrección de dioptrías en porta-ocular izquierdo.
- Posiciones de observación alta (431 mm) y baja (397 mm) por rotación de 360° de los tubos porta-oculares.
- Revólver porta-objetivos Quíntuple en posición inversa y montado sobre rodamientos a bolas de alta precisión.
- Objetivos DIN IOS (corregidos a infinito)
- Plan PLi 4x/0.10 (WD 17,30 mm.)
- 10x/0.25 (WD 10,20 mm.)
- 40x/0.65 (WD 0,54)
- 100x/1.25 inmersión en aceite (WD 0,13 mm.).
- Objetivo opcional de 20X o 60X

bScope 1153



- Magnífico en todos los detalles!
- Modelos monoculares, binoculares y trinoculares
- Para investigación en educación y laboratorio
- Modelos digitales disponibles
- Robusto y de precio competitivo
- Oculares HWF10x/20 mm.
- Revólver porta-objetivos cuádruple o quíntuple
- E-plan, Plan, E-plan IOS y Plan IOS objetivos
- Platina mecánica sin cremallera en eje X
- Iluminación LED 3 W con baterías recargables opcionales
- Alimentación 100-240V
- Revestimiento APL (Capa de protección antimicrobiana)
- Sistema de almacenaje de cable
- Asa de transporte



ESPECIFICACIONES

Capa de Protección Antimicrobiano (APL)

- Microscopios para investigación y laboratorios
- Modelos monoculares, binoculares y trinoculares
- Modelos digitales disponibles
- Oculares HWF 10x / 20 mm
- Revólver porta-objetivos cuádruple o quíntuple orientado hacia el interior y ranura para filtro de polarización
- Objetivos planos E-plan, Plan, E-plan IOS y Plan IOS
- Objetivos planos de fase E-plan , E-plan IOS y Plan IOS
- Platina mecánica X-Y sin cremallera en eje X
- Sistema de iluminación ajustable 3 W NeoLED TM
- Empuñadura integrada
- Sistema de almacenamiento de cable CSS
- 5 años de garantía





MICROSCOPIO TRINOCULAR MOD BB-4253 C/LED 4X-10X-40X-100X - EUROMEX



- Oculares: Pareja de oculares de gran campo WF 10x/20 mm DIN
- Cabezal: Trinocular, inclinado 30° de diseño Siedentopf y giratorio 360°.-Corrección de dioptrías +/- 5 en un tubo porta-ocular.
- Sistema Semi Plano
- Distancia interpupilar ajustable entre 55 y 75mm.
- Revólver porta-objetivos Cuádruple con sistema de rodamientos a bolas.
- Objetivos: Semi Plano 4x A.N 0,10, 10x A.N. 0,25, S40x A.N. 0.65 retráctil y S100x-inmersión en aceite y retráctil A.N. 1.25.
- Sistema de tratamiento Anti-hongos



MICROSCOPIO BINOCULAR CON LUZ LED MB-1050



- Par de oculares de gran campo WF 10x/18mm con ajuste dióptrico.
- Tubo Binocular Siedentopf inclinado a 30° con posición baja y alta.
- Ajuste inter-pupilar de 50 mm a 75 mm
- Carrete Para 4 objetivos y montada sobre rodamientos de bolas, con posición de parada.
- Objetivos Acromatico 4x/0.10, 10x/0.25, S40x/0.65 y S100x/1.25 con inmersión de aceite.
- Los objetivos PL S40x y S100x son retractables.
- Sistema de enfoque Ajuste macro y micrométrico coaxial con ajuste de la fricción y con graduaciones.
- Mandos verticales bajos.
- Tope de protección para proteger los objetivos y la preparación.
- Platina 115 x 125 mm con platina con movimientos ortogonales de 76 x 50 mm.
- Condensador De tipo Abbe A.N 1.25 con diafragma iris. Regulable en altura.
- Iluminación LED de 3W con intensidad regulable y alimentación de 240 V integrada.
- Suministrado con un cable de toma de corriente.
- Con sistema de iluminación de Köhler



EQUIPO DE LABORATORIO

MICROSCOPIO BINOCULAR DIGITAL DN-117M EUROTECH



- Microscopio Digital con salida USB para PC, Monitor y lap top.
- Cabezal binocular rotativo a 360 °C
- Cabezal binocular con salida USB
- Cámara de 1.3MP incorporada
- Sistema compatible con XP-Vista-Windows 98, Wwindows 7, Windows 10 (verificar el estado de su PC)
- Inclinação del cuerpo del microscopio en 30 °
- Lámpara reemplazable de 3V/10w
- Revólver cuádruple
- Campo ocular plano de 10X/18
- Objetivos acromaticos: 4X - 10X - 40X - 100X
- Los objetivos de 40x y 100 x son retractiles
- Doble plataforma metálica de 110X126mm / 70 X 30mm
- Condensador: NA 1.25
- Enfoque: Ajuste fino coaxial rango de movimiento de 20 mm
- Rango de enfoque: 30 mm.
- Iluminación: Lámpara led de 3V/10W con brillo ajustable

MICROSCOPIO BINOCULAR BB-4260 C/LUZ LED EUROMEX



- **REGULADOR INTERPUPILAR:** 50 mm-75 mm ajustable entre pupilas.
- **ESTRUCTURA:** alta rigidez con aleación de aluminio de alta fundición.
- **OBJETIVOS:** Plan 10X ocular con campo de 22 mm de vista, amplio y brillante, es fácil para
 - Objetivo de búsqueda. Alto punto de vista,
 - Alivia eficazmente la fatiga visual
 - Plan de distancia de trabajo súper larga
 - Objetivos acromáticos 4X / 10X / 40X
 - Junto con contraste de fase 20X
 - Objetivo de recomendación estándar,
 - Proporcionar una imagen clara y de alto contraste



EQUIPO DE LABORATORIO

ESTEREOSCOPIO BINOCULAR CON CAMARA INCORPORADA EUROLAB

- Estereoscopio Digital con salida USB para PC, Monitor y laptop.
- Cabezal binocular con salida USB
- Ocular: Dióptrico ajustable de EW 10 X/20
- Regulador de zoom continuo con ratio 4.4.1 con mandos coaxiales
- Magnificación de 6,7x a 45x
- Distancia de trabajo: 100 mm
- Máxima apertura numérica mínimo 0.057 NA
- Estativo completo para observaciones con iluminación incidente y transmitida.
- Cabeza de inclinación binocular de 45 Grados
- Medida Inter pupilar: 52 - 75 mm
- Tubo de observación binocular e inclinado ergonómicamente al menos 60° para posición cómoda.
- Base del cabezal regulable
- Luz: Doble enfoque de luz LED ajustable en el brazo superior y la otra en la base.
- Iluminación: transmitida y reflejada con LED que pueden ser utilizadas simultáneamente
- Sistema con medición de muestra en (mm, dm, cm)
- Sistema de grabación de datos, en formato AVI.
- Sistema de captura de fotos en formato JPG
- Calidad de imágenes de 3.0MP.
- Menú interactivo para una investigación de calidad.



EQUIPO DE LABORATORIO

ESTEREOSCOPIO BINOCULAR 2X-4X C/PILAR MOD. ED-1402-P



- Oculares: Par de oculares de gran campo WF10x/20mm, suministrados con protectores de goma
- Cabezal: Binocular con tubos inclinados a 45°. Ajuste dióptrico en el tubo de la izquierda.
- Distancia interpupilar de 55 a 75 mm
- Objetivo: Par de objetivos 2x y 4x montados en una torreta giratoria.
- Aumentos de 20x a 40x y campo de visión de 10 y 5mm.
- Estativo: De metal con cremallera y dos pinzas de sujeción.
- Mandos de ajuste macro métrico situados en cada lado del estativo.
- Suministrado con disco porta objeto: blanco / negro y otro transparente
- Iluminación: transmitida y reflejada con LED que pueden ser utilizadas simultáneamente
- Equipado de baterías: internas de 1.800 mAh.

euromex
microscopes holland

ESTEREOSCOPIO BINOCULAR C/ZOOM NZ-1902-P EUROMEX

- Cabezal binocular inclinado 45°. Torreta zoom
- Iluminación incidente y reflectada leds 3W
- Intensidad luminosa regulable por separado
- Alimentación con transformador interno
- Oculares HWF 10x / 22 mm
- Objetivo zoom 067x-45x
- Soporte de columna para objetos hasta 140 mm



ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR NZ-1903P EUROMEX



- Par de oculares feld WF 10x / 22 mm
- Tubo de foto trinocular enfocable (d = 23.2mm)
- Cabeza trinocular con tubos inclinados de 45 °.
- Ajuste dióptrico en ambos tubos
- Distancia interpupilar ajustable entre 53 y 75 mm
- Zoom de 0.67x a 4.5x.
- Magnificación de 6,7x a 45x.
- Campo de visión de 33 mm a 4,9 mm.
- Distancia de trabajo 110 mm.
- Pilar ergonómico.
- Altura máxima del objeto 148 mm
- Se suministra con placa de platina y 2 sujetadores de objetos



ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR C/ PILAR DE 0.6X-4.5X SB-1903-P - EUROMEX



- Par de oculares de gran campo WF10x/ 20 mm.
- Cabezal: Con Ocular Trinocular con tubos inclinados a 45°, giratorio sobre 360°.
- Dos ajustes dióptricos. Distancia interpupilar de 55 a 75mm.
- Objetivos: Zoom continuo con aumentos de 0,7x a 4,5x para aumentos en continuo de 7x a 45x .
- Distancia de trabajo de 100mm.
- Mandos de ajuste macrométrico con ajuste de tensión
- Iluminación: Incidente y transmitida a LED.



AGITADOR VORTEX ANALOGO XH-D EUROTECH



- El modelo nro Xh-d
- La velocidad 2800 rpm.
- Calificación de energía: 50w
- Método de trabajo Continua, avanza poco a poco, ajustable de velocidad
- Placa de trabajo Forma tazón y forma del disco
- Dimensión exterior 170*120*170mm

EUROTECH

AGITADOR VORTEX DIGITAL MIX-30S EUROTECH



- PANTALLA Y PANEL DIGITAL
- ORBITA DE AGITACION: 3 MM
- MOVIMIENTO CIRCULAR
- DOBLE FUNCIÓN: CONTINÚA Y PRESIONANDO EL BOTÓN DE ACTIVACION
- VELOCIDAD: 300-3000 RPM
- TIEMPO: 1 SEGUNDO HASTA 999 MINUTOS
- VOLTAGE: DC24V
- POTENCIA: 30W

EUROTECH

AGITADOR MAGNETICO DIGITAL 10-1500 RPM MSI NEUATION



- Capacidad de agitación de 800 mL -
- Lugar de instalación de 100 mm.
- Capacidad de agitación de MS4 de 4 x 400 mL - diámetro del lugar de instalación de 85 mm.
- Aceleración gradual impulsada por software.
- Velocidades de agitación ajustables: Rango de velocidad MS1 - 15 a 1500 rpm.



AGITADOR C/CALENTADOR DIGITAL NEUATION stirr hp320



- Volumen máximo: 10L
- Velocidad variable 200 rpm a 2200 rpm, en incrementos de 10 rpm
- Rango de temperatura del calentador Ambiente a 320 C°, en incrementos de 1°C.
- Sensor de temperatura y soporte Incluido.
- Selección de temperatura en C o F.
- Pantalla digital: Sí.
- Modo de pulso: No.
- Material de la placa calefactora: Acero inoxidable revestido de cerámica
- Dimensiones de la placa calefactora: 140 mm de diámetro.



AGITADOR MAGNETICO CON CALENTADOR DIGITAL NEUATION STIR HP-550



- Caliente y mezcle hasta 20 L con una velocidad máxima de 2200 rpm
- Amplio rango de velocidad variable de 200 a 2200 rpm con incremento de 10 RPM.
- Gran pantalla digital muestra simultáneamente la temperatura establecida.
- Calentamiento lento con alta precisión
- Calentamiento rápido con alta precisión: calienta las soluciones rápidamente
- Calentamiento rápido con sobreimpulso.
- SOP: configure y guarde hasta 99 programas. Seleccione velocidad, tiempo, temperatura y característica de pulso.
- Rango de temperatura: Hasta 500 C°.
- Configuración de rango de tiempo: Desde 1 hasta 999 Minutos.
- Registro de datos, mas de 20 datos guardados.



AGITADOR ORBITAL P/PALETA SH-II-7C EUROTECH



- Alta fiabilidad, servicio continuo de largo, un rendimiento excepcional
- Cubrir el rango de velocidad de 0 a 2200 rpm, la velocidad es precisa y controlada
- Accionamiento de motor DC sin escobillas, de poco ruido y sin necesidad de mantenimiento-
- Pantalla LED: La cual muestra la velocidad real
- Protección contra sobrecarga, el motor se detendría automáticamente en caso de sobrecarga continua



AGITADOR SEROLOGICO ORBITAL DIGITAL GS-20



- Velocidad ajustable, agitación suave, aplicados en diferentes industrias.
- Pantalla LED de tiempo y velocidad.
- Compacto y limpio diseñado, fuselaje aerodinámico, operación simple, conveniente para la limpieza.
- Función de Temporización. pitido de alarma cuando la operación termina.
- Motor sin escobillas LIBRE DE CARBONES.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Rango de velocidad: 50-300 rpm
- Orbits: 30mm.
- Rango de tiempo: 1 min ~ 99h59min.
- Max. Capacidad de Carga: 2.0kgs.

EUROTECH

AGITADOR SEROLÓGICO KJ-201BD




DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES:

- Velocidad: 0 a 210 RPM
- Tiempo regulable: 0 - 15 minutos
- Declinación de diámetro: 22 mm
- Tensión: 220V +/- 10% (50 / 60Hz)
- Tamaño de la placa de trabajo: 315 x 218 mm
- Tipo de movimiento: Orbital
- Interruptor de encendido
- Potencia: 10W
- Capacidad: 1 Kg

EUROTECH

AGITADOR DE TUBOS DIGITAL (24 X 15ML) DR-24- NEUATON



Nuestro rotador de tubo de disco digital de primera línea iRoll DR24 es el resultado de una extensa investigación y comentarios sobre la experiencia del usuario. Compuesto por un motor BLDC sin mantenimiento, el dispositivo ofrece un rendimiento potente sin problemas. También consta de características como el modo intermitente, la configuración programable por el usuario y su modo de pulso ofrece una mezcla completa sin mucho esfuerzo.

- Capacidad (suministrada con cualquier placa de disco elegida):

-12 tubos x 50 ml

-24 tubos x 15 ml

-44 tubos x 2 ml

- Velocidad variable: 10-80 RPM
- Tiempo de ejecución: 1-99 minutos e infinito
- Tipo de motor: Motor CC CC
- Modo de pulso: Sí. Movimiento alternativo en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario a las agujas del reloj con paradas de 2 segundos para una mezcla mejor y completa.
- Carga máxima (capacidad) : Hasta 2 kilos
- Pantalla digital : Si

AGITADOR DE MICROPLACAS



El iShak BL Uno VT es un dispositivo diseñado para ofrecer alto rendimiento y una facilidad de uso excepcional en un diseño compacto. Su potente motor de CC sin escobillas y la configuración variable de parámetros lo convierten en un dispositivo increíblemente versátil que se adapta a todo tipo de necesidades.

Características

- Controlado por microprocesador para un rendimiento eficiente incluso bajo cargas elevadas
- Ajuste de temporizador variable de 1 a 99 minutos y modo infinito
- Su tamaño compacto ahorra espacio valioso y también se puede utilizar dentro de cámaras frigoríficas/incubadoras.
- Diámetro orbital de 2 mm
- Pantalla digital



•Oscilación horizontal continua de 60 rpm con una amplitud de 50 mm para una mezcla homogénea y segura.

•Temperatura estable desde $22^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ para mantener la viabilidad de las plaquetas.

•Almacena hasta 12 bolsas de plaquetas distribuidas en 3 niveles.

•Control de parámetros a través de una interfaz táctil intuitiva.

MANTENIMIENTO SIMPLE Y SEGURIDAD REFORZADA :

- Pantalla digital con acceso a curvas de temperatura y velocidad en tiempo real.
- Alarmas visuales y sonoras ante desviaciones críticas de temperatura o fallos del motor.
- Funciones de iluminación y esterilización UV activadas desde el panel de control.
- Programa automático de esterilización UV recomendado una vez al día.
- Sistema de ventilación que evita sobrecalentamientos y permite una distribución uniforme del aire.
- Protección eléctrica, sensor de puerta abierta, y estructura con acero inoxidable resistente a la corrosión.
- Ideal para bancos de sangre, laboratorios de transfusión y hospitales.
- Compacto y móvil gracias a su diseño con ruedas y estructura estable.
- Funciona con corriente AC220V – 50Hz y consumo de 1300 VA.




EQUIPO DE LABORATORIO

CONTADOR DE CÉLULAS ANALOGO 8 TECLAS LABORATORY COUNTER



- Tiene un contador de 8 teclas para el recuento de leucocitos según hemograma de shilling.
- En el teclado tiene incorporado tabla de célula sanguínea.
- Registra de un golpe la unidad correspondiente a la célula y la pulsa hasta contar 100 células,
- Si las teclas giran en sentido anti-horario se borran las cifras.

CONTADOR DIGITAL DE CÉLULAS JSQA EUROTECH



- Permite el conteo de LEUCOCITOS, RETICULOSITOS, ERITROCITOS y cualquier célula.
- Con registro de cuenta total.
- Registro diferencial de glóbulos blancos.
- Sistema de alarma audible cada 100 conteo.
- Cálculo automático y relación de porcentaje del total de cada célula.
- Tono diferencial para cada célula.
- Categoría cuenta máxima: 10 grupos.

CONTADOR DE COLONIA FJ-3 Y FJ-2 EUROTECH



- Capacidad de conteo: 0.999
- Dimensiones del Equipo: 370x300x100 mm
- Peso: 4.5 Kg.
- Consumo de lámpara: 16 w
- Consumo de poder total: 20 w
- Voltaje: 220VAC 50/60 Hz



EUROTECH

CONTADOR DE COLONIA DIGITAL B6-C BIOBASE



- Circuito integrado CMOS y el LED digital display.
- La sonda especial cuenta con sensibilidad y precisión.
- Está compuesto por contra, la sonda y contar estanque, etc.
- La ampliación es variable de ajuste del brazo theflecional

BIOBASE



- Referencia: 59400330.
- Modelo: RS100-PRO.
- Potencia: [W] 1400 .
- Motor DC (libre de mantenimiento) .
- Rango de velocidad: [r.p.m.] 20 - 280 .
- Dirección de rotación reversible: Si.
- Temperatura: [°C] RT - 180.
- Precisión temperatura: [°C] +/- 1.
- Elevador Motorizado.
- Recorrido: [mm] 150.
- Temporizador: Si.

Industrias que usan destiladores en sus laboratorios

1. Industria farmacéutica 💊


- Para purificar solventes, obtener principios activos y asegurar la calidad de reactivos.
- Ejemplo: laboratorios que producen medicamentos, vacunas, soluciones inyectables.

2. Industrias de bebidas y alimentos 🍷 🍷

- En el desarrollo de bebidas alcohólicas (vodka, whisky, ron, tequila) usan destilación para separar alcoholes.
- En laboratorios de control de calidad de jugos, aceites esenciales y extractos alimenticios.

3. Cosmética y cuidado personal 💧

- Para obtener aceites esenciales, fragancias y principios activos de origen natural.
- Ejemplo: laboratorios de perfumes, champús, cremas y jabones artesanales e industriales.



La imagen presenta un montaje de vidrio compuesto por un matraz de ebullición, un condensador en espiral y una serie de soportes—es una configuración clásica de destilación en laboratorios.

EQUIPO DE LABORATORIO

MINI CABINA DE FLUJO LAMINAR CON LAMPARA ULTRAVIOLETA CJ-600P EUROTECH



- Tamaño externo: 550 x 460 x 700 mm
- Tamaño interno: 480 x 340 x 370 mm
- Pantalla LED
- Velocidad de flujo de aire 0.3 ~ 0.6µm m / s
- Cuerpo principal del material: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano
- Mesa de trabajo: acero inoxidable 304
- Ventana frontal: vidrio templado de 5 mm, radiación anti-ultravioleta Lavable con fibra de leyster
- Pre-filtro: 99.99% de eficiencia a 0.3µm
- Lampara ULTRAVIOLETA

EUROTECH

CABINA DE BIOSEGURIDAD MINI CLASE II A2 11231BBC86 BIOBASE



- Ofrece al usuario protección en experimentos con organismos que son clasificados bajo los niveles de bioseguridad 1,2 y 3.
- Tiene características de descontaminación.
- A su vez, equipado con UV blocker que limita la exposición directa de la luz UV .
- Posee luz blanca LED de muy bajo consumo y gran vida útil de hasta 22,000 horas de trabajo
- Conexión de mini USB para control de microprocesador
- Posee un filtro HEPA H14 con eficiencia de 99,99%.
- Comunicación con microprocesador vía mini USB
- Panel de control con pantalla LCD
- Temporización de luz UV a 59 minutos
- Luz blanca LED de 3W.

BIOBASE

CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II A2 DE 6 PIES BSC-1800 II A2 BIOBASE



- Material exterior de acero electro galvanizado con revestimiento de pintura epoxi-poliéster.
- Revestimiento antimicrobiano en todas las superficies pintadas para minimizar contaminación.
- Bandeja de trabajo de una sola pieza de acero inoxidable.
- Superficie de trabajo removible de una sola pieza para fácil limpieza.
- Pared posterior y paredes laterales de acero inoxidable de una sola pieza.
- Sistema antibloqueo del ingreso de aire con rejilla curva.
- Ventana de guillotina deslizante de vidrio de seguridad.
- Dos filtros TIPO HEPA de larga duración, uno para suministro y otro de escape.

BIOBASE

CABINA DE BIOSEGURIDAD CON CERTIFICACIÓN NSF BSC-4FA- NA (4')



- Ventana delantera motorizada.
- Gran pantalla LCD, se muestra toda la información.
- Velocidad de aire automática regulable con bloque de filtro.
- Con función de memoria en caso de corte de energía.
- La pared lateral y trasera está hecha de acero inoxidable de una sola pieza

BIOBASE

CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL BBS-HI100 BBS-HI500



Las cabinas de flujo laminar horizontal son ideales para trabajos que deban asegurar la protección de los productos frente a contaminaciones externas y cruzadas. Crea un ambiente de trabajo libre de partículas al tomar aire a través de un sistema de filtración y expulsarlo a través de una superficie de trabajo, en una corriente de aire laminar o unidireccional. La cabina de flujo laminar está cerrada a los lados y se mantiene bajo presión positiva constante para evitar la infiltración de aire ambiental contaminado.

La cabina de flujo laminar se utiliza ampliamente tanto en laboratorios de investigación médica-hospitalaria, como en instalaciones de fabricación y otros entornos de investigación y producción.

BIOBASE

CABINA DE FLUJO VERTICAL MOD : BBS-V800



- La cabina de flujo laminar BBS-V800 para protección de las muestras es un banco de trabajo o un recinto similar, que crea un entorno de trabajo libre de partículas al tomar aire a través de un sistema de filtración y expulsarlo a través de una superficie de trabajo en una corriente de aire laminar o unidireccional.

Características

- Lámpara fluorescente
- Lámpara UV
- Grifo de agua y gas (para el modelo BBS-V800)
- Soporte base (excepto modelo BBS-V800)
- Especificaciones técnicas Cabina de flujo Laminar BBS-V800
- Modelo
- BBS-V800
- Tamaño externo
- 802 * 650 * 1550
- (Ancho * Fondo * Alto), mm
- Tamaño interno
- 800 * 530 * 540
- (Ancho * Fondo * Alto), mm

CABINA DE FLUJO VERTICAL MOD. BBS-V800 MARCA BIOBASE

- Modelo: BBS-V800
- Tamaño externo (Ancho * Fondo * Alto) mm: 802 * 650 * 1550
- Tamaño interno (Ancho * Fondo * Alto) mm: 800 * 530 * 540
- Superficie de trabajo Altura: 660 mm
- Monitor: Pantalla LED
- Velocidad del flujo de aire: Promedio de 0.3 ~ 0.5 m / s, velocidad del aire ajustable.
- Material: Cuerpo principal: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano
- Mesa de trabajo: acero inoxidable 304
- Prefiltro: Fibra de poliéster, lavable
- Filtro HEPA: 99,999% de eficiencia a 0.3um
- Ruido: <65dB
- Ventana frontal: Manual, vidrio templado de 5 mm, anti-UV
- Apertura máxima: 490 mm
- Lámpara iluminadora: Lámpara led 8 W * 1
- Lámpara UV: 20 W * 1 / Emisión de 253,7 nanómetros
- Consumo: 350W
- Accesorio estándar: Lámpara led, Lámpara UV, Soporte base

**CAMPANA EXTRACTORA DE GASES MOD: FHI500(X) MARCA BIOBASE**

- La campana extractora se utiliza para proteger el entorno del laboratorio y al operador durante las aplicaciones químicas generales. Protege activamente al operador de la inhalación de vapores tóxicos y reduce drásticamente el riesgo de incendio y explosión. Al instalar un filtro adecuado, también puede proteger el medio ambiente.
- Lámpara UV para esterilización.
- Ventana de cristal frontal motorizada.
- Resistente a ácidos débiles y álcalis.
- Velocidad del aire ajustable: 9 niveles.
- Alarma cuando el tiempo de trabajo del filtro es de 3500 horas.
- Con función de memoria en caso de corte de energía.
- Compensación de aire en la parte trasera, para evitar turbulencias en la zona de trabajo.
- Diseño ergonómico frontal con pendiente de 8 °, postura de trabajo sin fatiga.
- Sistema de control por microprocesador, la pantalla LED muestra el tiempo de trabajo del filtro.
- Las ventanas de vidrio laterales transparentes maximizan la luz y la visibilidad dentro del gabinete, proporcionando un ambiente de trabajo abierto y brillante.

ESPECTOFOTOMETRO SIN UV E-2000V PEAK INSTRUMENTS



- Rango de onda: 320-1020 nm
- Ajuste de precision: +/- 4 nm
- Precisión de Longitud de onda: +/- 2 nm
- Repetibilidad de longitud de onda: 1 Nm
- Rango Fotometrico: 0-200%T, -0.3 - 3A, 0-9999C(9999F)
- Precisión fotometrico: $\pm 0.5\%T$, 0.004Abs(0-0.5A), 0.008Abs(0.5-1A)
- Comunicación: USB(A) for data transfer, USB(B) PC software and Bluetooth
- Lampara de TUGSTENO
- Dimensiones: 520x450x300 mm
- Peso: 4 KG
- Frecuencia: 50-60 Hz



ESPECTOFOTOMETRO CON UV C-7100 PEAK INSTRUMENTS



- Intervalo de longitud de onda 190 – 1100 nm
- Paso de banda espectral: 4 nm
- Exactitud de longitud de onda +/- 0.8 nm
- Repetibilidad de longitud de onda: +/- 0.5 nm
- Rango Fotométrico: 0-200% T: -0.3 - 3.0A.
- El equipo tiene lámparas de halogenuro de tungsteno y deuterio de larga vida útil que pueden funcionar hasta 2000 horas



EQUIPO DE LABORATORIO

ESPECTOFOTOMETRO DIGITAL CON DOBLE HAZ DE LUZ -C-7200 PEAK INSTRUMENTS



- Con doble haz de luz
- Sistema óptico: Rejilla Holgráfico de 1200 líneas mm
- Intervalo de longitud de onda 190 – 1100 nm
- Paso de banda espectral: 2 nm
- Exactitud de longitud de onda ± 0.3 nm
- Repetibilidad de longitud de onda: ± 0.1 nm
- Precisión de fotometría: 0.2%T
- Repetibilidad de fotometría: 0.15%T
- Rango Fotométrico: 0-200%T, -0.3-3.0A
- Lámparas: Tungsteno/Deuterium



GENERADOR DE OZONO JAY-50G



EUROTECH

GENERADOR DE NITROGENO JAY-10 LONGFIANG

- El gas nitrógeno (N_2) es un gas incoloro e inodoro que constituye aproximadamente el 78% de la atmósfera de la tierra
- EL NITROGENO LES DA EL COLOR VERDE A LAS PLANTAS
- FORMAN PROTEÍNAS (POTÁSIO Y FOSFORO)
- EL CUERPO HUMANO CONTIENE 3% DE NITROGENO DE SU MASA, ES EL 4TO EN ABUNDANCIA, DESPUES DEL OXIGENO, CARBONO Y HIDRÓGENO.
- DESPLAZA EL OXÍGENO EVITANDO OXIDACIÓN Y PERMITIENDO QUE LOS ALIMENTOS MANTENGAN SUS PROPIEDADES Y CONSERVEN EL OLOR, COLOR Y SABOR COMO SI FUESEN RECIEN ABIERTOS (EJEMPLO LA PALTA).
- RENDIMIENTO:
- GENERADOR DE FLUJO (LPM) 29 EN 16 SEGUNDOS
- GENERADOR DE CONCENTRACION N_2 : 81.5 EN 16 SEGUNDOS



MATERIALES DE EPP

CONCENTRADOR DE OXIGENO DE 10 LITROS OLIVE



Kit de nebulización : Depósito de medicamento, cánula y mascarilla.

Vaso humidificador: Material: Plástico

Cánula nasal : Aprox. 2 metros de largo

Mascarilla : Mascarilla para adulto con elástico sujetador

Cable de electricidad: Se enchufa directamente a 220V

Manual de uso: Idioma: Español

Apto para pacientes con COVID-19 en etapa leve o moderada.

Apto para pacientes con hipoxia (deficiencia respiratoria).

Apto para pacientes que requieren nebulizaciones.

Le recordamos que este dispositivo NO es un equipo de soporte de vida y debe ser utilizado bajo indicación médica. Por ello recomendamos tener un pequeño balón de oxígeno de respaldo.

EQUIPOS Y MATERIALES DE PROTECCIÓN PERSONAL

TERMOMETRO INFRAROJO SIN CONTACTO



- La retroiluminación LCD muestra la temperatura en °C/°F, lecturas claras e intuitivas incluso en la oscuridad.
- Tamaño compacto y peso ligero, puedes llevar el termómetro en cualquier lugar y medir la temperatura en cualquier momento.
- **ESPECIFICACIONES TECNICAS:**
- Tres modos de medición:
- Modo de cuerpo: 32.0~42.9 C°
- Modo de superficie: 0~100.0 C°
- Humano:
- + - 0.2°C (35.5 ~ 42.0°C)
- + - 0.3°C (34.0 ~ 35.5 °C)
- + - 0.3°C (42.1 ~ 42.9°C)
- Precisión: 0.1 C°
- Repetitividad: 0.3 C°
- Baterías: AAA alcalinas
- Durabilidad: 1000 pruebas

CONCENTRADOR DE OXIGENO CON RUEDAS JAY-10 LONGFIAN



- **Tasa de flujo 0-10 LPM (10 Litros por Minuto) Pureza 93% ($\pm 3\%$).**
- **Presión de salida 0.04-0.07MPa**
- **Nivel de sonido: 50db**
- **Consumo de energía: 880W**
- **REQUERIMIENTO NEBULIZADOR POR PERSONA: Se requiere de 6 a 7 LPM**
- **Alarma de falla de energía, alarma de presión alta y baja, alarma de temperatura.**
- **Pulso oxímetro incluido.**
- **liberación de presión puede ser de hasta 6PSI (0.041MPa), la liberación de presión del humidificador de otra marca es 3PSI, lo que hará que el paciente se sienta más cómodo al inhalar oxígeno.**

Pets





CARACTERISTICAS TÉCNICAS:


- * Método de análisis: cinético, punto final, tiempo fijo, no-lineal, blanco de muestra, blanco de reactivo,
- * Fuente de luz: lámpara halógena, 6v/10w longitud de onda (en nm): 340, 405, 492, 510, 546, 578, 630,700
- * Rango de absorbancia: - 0.3 ~ 4.0 abs
- * Exactitud de longitud de onda : ± 2 nm banda del espectro : ± 10 nm
- * Celda de flujo: 10mm celda de cuarzo, volumen de 32 μ l
- * Banda del espectro : ± 10 nm
- * Control de temperatura: temperatura ambiente 37°C, (± 0.1 °C variable)
- * Volumen de muestreo: 100 μ l-9999 μ l configurable, recomendable: 500 μ l
- * Contaminación cruzada: $\leq 1.0\%$
- * Estabilidad: ≤ 0.005 abs/h
- * Memoria: hasta 320 programas y 30.000 resultados de pacientes
- * Pantalla: pantalla táctil lcd de gran tamaño
- * Impresora: impresora térmica incorporada
- * Interface: puerto paralelo (para impresora externa), rj-45,usb,sd
- * Temperatura de trabajo: 10 °C-32 °C; humedad: 40%-85%
- * Energía eléctrica: ac (110-220) v 50hz
- * Dimensiones: 362.5 x 341x 165mm (largo * ancho * alto)
- * Sistema óptico (grating) de alta calidad
- * Pantalla táctil de fácil operación
- * Conveniente diseño de mantenimiento
- * Gran capacidad de memoria 8 posiciones

ACCESORIO:

- * Frasco para desechos
- * Uno (01) rollo de papel térmico



ANALIZADOR DE ORINA VETERINARIO UC32B URIT



El Analizador de Orina Veterinario Urit32B es un equipo que brinda un análisis de orina en dos partes consistente en analizadores de sedimentos y química de orina. Es un equipo Portátil, confiable y rentable, realiza las pruebas químicas de análisis de orina sean aún más fáciles y más reproducibles.

- Técnica POC portátil ideal para entornos veterinarios.
- Alta eficiencia: hasta 80 pruebas/hora.
- Conectividad mediante USB y Bluetooth, con opción de impresora térmica.
- Correcciones automáticas por pH y color para mejorar precisión.
- Amplia memoria; facilita historial de pacientes.
- Diseño compacto y ligero (<200 g), alimentado por batería recargable portátil.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- PARAMETROS: 14 parámetros: leucocitos, cetonas, nitritos, urobilinógeno, bilirrubina, proteína, glucosa, gravedad específica, sangre, pH, creatinina, microalbúmina, calcio, vitamina C, relación ACR/PCR
- PRINCIPIO: Fotometría de reflectancia a doble longitud de onda (470, 550, 620, 720 nm)
- REACTIVOS: Serie UC Vet (HC-2U, HC-4U, HC-6U, HC-ACR, etc.) reconocidas automáticamente
- RENDIMIENTO: Hasta 80 pruebas por hora (~50–60 seg por muestra)
- MUESTRA: Inmersión manual en orina; corrección automática por pH y coloración.
- INTERFAZ: Pantalla LCD a color con teclas táctiles; interfaz USB y Bluetooth
- MEMORIA: Hasta 400–1200 resultados con fecha y hora
- ALIMENTACION: Batería recargable o 5 V DC (también 2×AA en algunas versiones)
- CONDICIONES DE OPERATIVIDAD: Temperatura 5–40 °C, humedad = 80 %; optimizado ideal entre 15–30 °C

ANALIZADOR HEMATOLOGICO 3 DIFF MOD: BH-40P MARCA: URIT



RENDIMIENTO DE HASTA 40 MUESTRAS/H
 21 PARAMETROS CON WBC, LYM%#, MID%#, GRAN%#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW_CV, RDW_SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P_LCC, P_LCR, 3 HISTOGRAMAS RBC, WBC, PLT
 SISTEMA DE 2 REACTIVOS (DILUYENTE Y LISANTE)
 MUESTRA: SANGRE COMPLETA(13UL) O PREDILUIDA(20UL)
 ALMACENAMIENTO INTERNO DE HASTA 100 MIL RESULTADOS
 SOFTWARE EXCLUSIVO PARA USO VETERINARIO
 IMPRESORA TERMICA INCORPORADA
 PANTALLA TACTIL DE 10.4 PULGADAS
 SISTEMA DE AUTOLIMPIEZA
 SISTEMA DE CIERRE DE REACTIVO RFID OPCIONAL
 DE TAMAÑO PEQUEÑO Y LIGERO, DIMENSIONES (380X305X395), PESO 18KG (30% MENOS PEQUEÑO QUE OTRAS MARCAS)
 INTERFAZ: PUERTO USB, PS/2
 ESPECIES: PERRO, GATO, CABALLO, CERDO, CONEJO, MONO, RATA, RATON, OVEJA, CAMELLO, CABRA, 3 OPCIONAL PARA USUARIO
 RENTABILIDAD: USO DE SOLO 2 REACTIVOS, LISANTE SE COLOCA DENTRO DEL ANALIZADOR
 FACIL USO Y MANTENIMIENTO: INGRESA LA INFORMACION, COLOCA LA MUESTRA Y VISUALIZA LOS RESULTADOS, MANTENIMIENTO CON UNA SOLA TECLA

INCLUYE:

- * DILUYENTE 20 LTRS (D31) X 1
- * LISANTE 500 ML(L21) X 1
- * PROBE CLEANER (D34) 100 ML X 1

ANALIZADOR HEMATOLOGICO BH-70P VETERINARIO URIT



El Analizador Hematológico URIT BH-70P VET está diseñado específicamente para uso veterinario, proporcionando análisis hematológicos completos y precisos para múltiples especies animales. El sistema de análisis por impedancia y colorimetría libre de cianuro avanzada, junto con interfaces intuitivas, proporciona una solución integral para clínicas veterinarias y hospitales de animales.

Detalles:

- Pantalla táctil de 10.4 pulgadas con interfaz amigable y visualización clara de resultados y histogramas
- Diseño compacto 30% más pequeño que equipos similares, optimizando el espacio en clínicas veterinarias
- 21 parámetros completos: WBC, LYM%#, MID%#, GRAN%#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW_CV, RDW_SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P_LCC, P_LCR
- 3 histogramas para WBC, RBC y PLT con análisis visual detallado
- Tecnología de análisis dual: Método de impedancia para WBC/RBC/PLT y colorimetría libre de cianuro para HGB

Múltiples especies programadas: Perro, Gato, Caballo, Cerdo, Vaca, Búfalo, Conejo, Mono, Rata, Ratón, Oveja, Cabra, Camello + 3 especies definidas por usuario

- Volumen de muestra mínimo: Sangre completa 13 µL, Sangre prediluted 20 µL
- Alto rendimiento: Hasta 40 pruebas por hora
- Capacidad de almacenamiento: Hasta 100,000 resultados de muestras con gráficos
- Impresora térmica integrada para reportes inmediatos
- Solo 2 reactivos: Diluyente y Lisante (incluido en el analizador)
- Sistema de auto-limpieza y mantenimiento con una sola tecla
- Diseño interno integrado para mayor confiabilidad
- Software exclusivo para uso veterinario con múltiples idiomas disponibles
- Modos de prueba: Sangre completa y prediluted
- Conectividad completa: Puerto Serial, USB, Puerto Paralelo, PS/2

Dimensiones: 380×305×395 mm, 18 kg

INCLUYE:

- * DILUYENTE 20 LTRS (D31) X 1
- * LISANTE 500 ML(L21) X 1
- * PROBE CLEANER (D34) 100 ML X 1

URIT Vet

Todo para veterinaria, todo es mejor

BH-70P Vet

Analizador de Hematología Diferencial de 3 Partes

Fácil de Usar

Ingreso de información

Prueba de muestra

Visualización de resultados

Mejorada,
30% más pequeña

Económica

Solo 2 reactivos:
Lyse, Diluent
Lyse dentro del analizador

Sistema operativo fácil de usar

Software exclusivo para uso veterinario
Pantalla táctil grande de 10,4 pulgadas
Impresora térmica interna
Varios idiomas disponibles

Menos mantenimiento

Sistema de auto limpieza
Mantenimiento de una tecla
Diseño interno integrado

MONITOR PORTATIL 3 PARAMETROS (PULSO, PRESION NIB Y TEMPP/VETERINARIA) MOD: PC100V MEDITECH



Ejecuta la medición de 5 parámetros SPO2, NIBP, PR, RESP Y TEMP

El práctico monitor de control para pacientes veterinarios M3T Mini se utiliza para controlar los signos vitales de pacientes de todas las edades, adultos, pediátricos y neonatales. El dispositivo mide las 3 edades en tamaños diferentes, el monitor de paciente es ideal para realizar fácilmente mediciones de control.

En el modo spot, la memoria interna puede almacenar y mostrar los datos de hasta 100 pacientes (200 valores cada uno). Este modo es especialmente adecuado para determinar los valores medidos individuales. Por otra parte, el modo de vigilancia se utiliza principalmente para las mediciones continuas, por ejemplo para vigilar la anestesia. En este caso, los datos de las mediciones se almacenan hasta 48 horas. Todos los valores pueden ser transferidos a la computadora a través de la conexión USB y el software disponible opcionalmente.

Incluye:

- Monitor M3S
- Pantalla a color de alta resolución
- Sensor SPO2 reutilizable con 2 clips (grande y pequeño)
- Cable de manguera NIBP
- Sonda de temperatura rectal reutilizable
- CARGADOR y base de carga
- Utiliza una batería recargable de iones de litio o pilas AA
- Cable de conexión USB
- Manual de usuario CD
- Garantía de 18 meses en el monitor sunitech
- Garantía de 3 meses en todos los sensores, módulos externos y cables de sunitech

PULSO OXIMETRO MIDE SPO2- NIBP – TEMPERATURA P/VETERINARIA M3T

BRAZALETES INCLUIDOS:

- 1 ROEDOR 3-5 CM
- 2 CONEJO 4-8 CM
- 3 GATO 6-11 CM
- 4 PERRO 7-13 CM
- 5 VACUNO 9-14.5CM